

Który autoklaw MELAG jest odpowiedni dla Ciebie?

Odkryj naszą pełną ofertę małych autoklawów.



Najważniejsze cechy produktu	Vacuclave 105 / 305 (Klasa B)	Pro Line (Klasa S)	Pro Line (Klasa B)	Prime Line (Klasa B)	Klasa Premium (Klasa B)	Vacuclave 550 (Klasa B)
Wyświetlacz Smart-Touch: dla intuicyjnej obsługi	4.3"	4.3"	4.3"	4.3"	5.7"	7.0"
Rozmiary kotłów: dla indywidualnych potrzeb użytkownika	5 litry	17 – 23 litry	17 – 23 litry	17 – 23 litry	18 – 23 litry	53 litry
Maksymalna pojemność: do ładowania pojedynczymi instrumentami	Do 2 kg	Do 5 kg	Do 6 kg	Do 8 kg	Do 9 kg	Do 25 kg
Liczba tac: dla efektywnego wykorzystania komory sterylizacyjnej	2 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	8 szt.	16 szt.
Liczba kontenerów sterylizacyjnych: Do załadunku boksami MELAstore	1x pojemnik	3x pojemnik (Uwaga: należy przestrzegać maksymalnej wagi!)	3x pojemnik	3x pojemnik	4x pojemnik	10x pojemnik
Czasy cyklu: dla jednego procesu sterylizacji (bez suszenia)*	6,5 – 18 min	13 – 28 min	15 – 31 min	15 – 31 min	8 – 21 min	12 – 43 min
Funkcja oszczędzania energii: wyłączenie ogrzewania i wyświetlacza pomiędzy procesami sterylizacji	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pomiar przewodności: do automatycznego testowania jakości wody	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zintegrowane interfejsy dokumentacji: do przechowywania protokołów za pośrednictwem sieci lub nośnika danych	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ProControl: Zwolnienie wsadu i logowanie użytkownika bezpośrednio na urządzeniu	✓ Tylko Vacuclave 305	✗	✗	✓	✓	✓
Drukowanie etykiet z kodami kreskowymi: za pomocą opcjonalnej drukarki etykiet	✓ Tylko Vacuclave 305	✗	✗	✓	✓	✓
DRYtelligence: dla optymalnych wyników suszenia i skrócenia czasu suszenia nawet o 80%	✓ Tylko Vacuclave 305	✗	✗	✓	✓	✓
Wybór czasu rozpoczęcia: dla automatycznego rozpoczęcia programu o żądanej godzinie	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Cykle konserwacji: w celu zapewnienia długoterminowej jakości	4000 cykli lub 2 lata	2 000 cykli lub 2 lata	2 000 cykli lub 2 lata	2 000 cykli lub 2 lata	4000 cykli lub 2 lata	4000 cykli lub 2 lata

*Zakres czasu od minimalnego obciążenia w programie Quick S do maksymalnego obciążenia w programie Universal B



Masz pytania? Mamy odpowiedzi!

Umów się na konsultację z naszym zespołem sprzedaży już teraz:
www.melag.com



Potrzebujesz jeszcze większej pojemności?

W takim przypadku skorzystasz z serii Cliniclave 45 o pojemności komory 100 i 200 litrów w wariantach jedno- lub dwudrzwiowym.



Przewodnik po autoklawach MELAG:

Nasze rozwiązania do sterylizacji zgodne z normą EN 13060

Pro Line

Nasze podstawowe modele to autoklawy klasy B lub S: Bez względu na to, co przyniesie dzień, Vacuclave 118 / 118 S i Vacuclave 123 / 123 S zapewnią spokój ducha, którego potrzebujesz w pomieszczeniu do regeneracji.



Maksymalna niezawodność:

Ze względu na wyjątkową MELAG quality - Made in Germany



Intuicyjna koncepcja obsługi:

Dzięki wyświetlaczowi Smart-Touch ze zintegrowaną dokumentacją



Doskonałe wsparcie:

Za pośrednictwem bezpośrednich osób kontaktowych i naszych narzędzi cyfrowych

Teraz dostępny również w wersji 5 L

NOWY

Idealny dla Twojego budżetu i instrumentów z autoklawami klasy B i klasy S



Teraz dostępny również w wersji 5 L

Prime Line

Nasi mistrzowie w zakresie stosunku ceny do wydajności: Autoklawy klasy B Vacuclave 318 i Vacuclave 323 łączą w sobie najważniejsze cechy linii Pro Line z dalszymi innowacjami zapewniającymi zwiększoną wydajność, doskonałe wyniki suszenia i identyfikowalność wsadu.



Wysoki ładowność:

Dzięki programowi Heavy-Duty do 8 kg na 5 tacach



Szybko czasy cyklu:

Dzięki sterowanemu algorytmem suszeniu DRYtelligence



Kompletna identyfikowalność:

Z funkcją logowania użytkownika, zwalniania wsadu i drukowania etykiet za pomocą MELAprint 80



Klasa Premium

Punkt odniesienia dla maksymalnej wydajności: Nasze autoklawy klasy B z serii Evolution są szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki technologii Double-Jacket sterylizacja przebiega dwa razy szybciej.



Rekordowe czasy cykli:

Dzięki opatentowanej technologii podwójnego płaszcza



Najwyższa ładowność:

Do 9 kg narzędzi na 8 tacach



Wysokowydajne podzespoły:

Dla profesjonalnych użytkowników z wydłużonymi cyklami konserwacji.