

Tabella di compatibilità

Adattatore per strumenti dentali a corpo cavo

Tipo di strumento: manipoli air scaler

Produttore	Nome dello strumento	Adattatore Careclave Carebox Blue / MELAcare Lid Blue	Adattatore MELAtherm
KaVo	SONICflex 2003	ME02601	ME0660
KaVo	SONICflex quick 2008	ME02601	ME0660
KaVo	Sonicflex 2000	ME02601	ME0660
KaVo	Sonicflex 2008 LS	ME02602	ME0650
NSK	Ti-MAX S950 / S970	see turbines, page 5	see turbines, page 5
NSK	AS2000 M4	ME02609	ME73904
Sirona	SIROAIR manipolo	see turbines, page 5	see turbines, page 5
W&H	Proxeo/Synea	see turbines, page 5	see turbines, page 5
Others	-	see turbines, page 5	see turbines, page 5

Tipo di strumento: manipoli piezoelettrici

Produttore	Nome dello strumento	Adattatore Careclave Carebox Green / MELAcare Lid Green	Adattatore MELAtherm
Acteon (Satelec)	Newtron / Suprasson	ME80757	ME80757
DTE	D600	ME80757	ME80757
DTE	Prophy+	ME80757	ME80757
EMS	Piezon / Piezon LED	ME80790	ME80790
Dürr	MyLunos	ME80790	ME80790
KaVo	PiezoLED / PIEZOsoft ultrasonic Scaler	ME80753	ME80753
KaVo	Sonosoft / Piezo LUX	ME80790	ME80790
NOVITÀ KaVo	KaVo eSCALER	ME12411	ME12411
Mectron	Multipiezo/Piezo Smart/Micropiezo/Compact Piezo	ME80790	ME80790
NSK	Varios (Satelec)	ME80757	ME80757
Sirona	Siroson / Sirosonic / PerioSonic	ME80771	ME80771

Tipo di strumento: manipoli piezoelettrici

Produttore	Nome dello strumento	Adattatore Careclave Carebox Green / MELAcare Lid Green	Adattatore MELAtherm
Woodpecker	Prophy+ senza specifica A/S	ME80790	ME80790
Woodpecker	Prophy+ con specifica A/S	ME80757	ME80757
Woodpecker	Prophy+ „gold“	ME80757	ME80757
W&H	Tigon/Tigon+/Pyon 2/Proxeo Ultra/Piezomed	ME80790	ME80790

Tipo di strumento: manipoli per lucidatura ad aria

Produttore	Nome dello strumento	Adattatore Careclave Carebox Green / MELAcare Lid Green	Adattatore MELAtherm
Coming soon Dürr	MyLunos	ME80804	ME80804
EMS	AIR-FLOW (Prophylaxis Master) MAX / MAX 2.0 EL-308, PERIOFLOW EL-354	ME80614	ME80614
EMS	AIR-FLOW Handy 3.0 EL-540, PERIOFLOW EL-542, PERIO Plus EL-545	ME80613	ME80613
KaVo	RONDOflex plus 360	-	see turbines, page 5
KaVo	PROPHYflex 4	-	see turbines, page 5
Coming soon NSK	Prophy-Mate neo	ME80616	ME80616
Coming soon NSK	Prophy HP (Varios Combi Pro [2])	ME80617	ME80617
Woodpecker	Prophy+	ME80614	ME80614
Others	-	-	ME73904

Tipo di strumento: ponte scaler

Produttore	Nome dello strumento	Adattatore Careclave Carebox Green* / MELAcare Lid Green	Adattatore MELAtherm
Acteon (Satelec)	Newtron/Suprasson	ME80756	ME80756
Acteon (Satelec)	Piezotome Surgery 1. Gen & 2. Gen	-	ME80260
Anthos	u-PZ6/u-PZ7	ME80750	ME80750
Anthos	u-PZ6 S/u-PZ7 S	ME80756	ME80756
Castellini	Piezosteril 6/Piezolight 6	ME80750	ME80750
Castellini	Piezosteril 6 S/Piezolight 6 S	ME80756	ME80756

Tipo di strumento: ponte scaler

Produttore	Nome dello strumento	Adattatore Careclave Carebox Green* / MELAcare Lid Green	Adattatore MELAtherm
DTE	D600	ME80756	ME80756
DTE	Prophy+	ME80756	ME80756
Dürr	MyLunos	ME80750	ME80750
Dürr	Vector Scaler	ME80760	ME80760
EMS	Piezon/Piezon LED	ME80750	ME80750
EMS	Piezon Surgery	-	ME80260
Hu-Friedly	Piezo E-Serie (EMS)	ME80750	ME80750
Hu-Friedly	Piezo S-Serie (NSK, Satelec, Hu-Friedly)	ME80756	ME80756
KaVo	SONOsoft, Piezo LUX	ME80750	ME80750
KaVo	SONICflex quick 2008	ME80751	ME80751
KaVo	PIEZOssoft/PiezoLED/eSCALER	ME80752	ME80752
KaVo	SONICflex 2000/SONICflex 2003	ME80790	ME80790
Komet	PiezoLine EM1, KA1, KA2	ME80750	ME80750
Komet	PiezoLine S11	ME80760	ME80760
Komet	PiezoLine SF1LM	ME80790	ME80790
Mectron	Multipiezo/Piezo Smart/Micropiezo/Compact Piezo	ME80750	ME80750
Mectron	Piezosurgery	-	ME80260
Morita	Solfy/Solfy LED	ME80760	ME80760
Morita	AirSolfy	ME80790	ME80790
NSK	Varios	ME80756	ME80756
NSK	Ti-Max S970/AS2000	ME80790	ME80790
NSK	VarioSurg3 LED	-	ME80260
Planmeca	LM-ProPower	ME80755	ME80755
Sirona	SIROSON/SIROSONIC/PerioSonic	ME80760	ME80760
Sirona	SIROAIR L	ME80790	ME80790
Stern Weber	SC-A2/SC-A3	ME80750	ME80750
Stern Weber	SC-A2 S/SC-A3 S	ME80756	ME80756

Se devono essere ricondizionate chiavi dinamometriche con diametro superiore a 38 mm, è necessario l'adattatore eccentrico M8 x 1 (ME22407 Carebox Green, ME35380 MELAcare Lid Green).

Tipo di strumento: ponte scaler

Produttore	Nome dello strumento	Adattatore Careclave Carebox Green* / MELAcare Lid Green	Adattatore MELAtherm
Ultradent	Newton	ME80756	ME80756
Woodpecker	Prophy+ senza specifica A/S	ME80750	ME80750
Woodpecker	Prophy+ con specifica A/S	ME80756	ME80756
Woodpecker	Prophy+ „gold“	ME80756	ME80756
W&H	Tigon/Tigon+/Pyon 2/Proxeo Ultra/Piezomed	ME80750	ME80750
W&H	Proxeo/Syneia	ME80790	ME80790

Tipo di strumento: manipoli e contrangoli

Produttore	Nome dello strumento	Adattatore Careclave Carebox Blue / MELAcare Lid Blue	Adattatore MELAtherm
Bien-Air	NOVA/CA/PMP Prophy/CAP	ME02607	ME80610
Bien-Air	Testine per contrangoli	ME02606	ME80630
KaVo	MASTERmatic/EXPERTmatic/SMARTmatic/ SURGmatic/ENDOadvance	ME02607	ME80610
KaVo	COMFORTdrive	-	ME73904
KaVo	Testine per contrangoli	ME02606	ME80630
W&H	Syneia/Syneia Short/Alegria	ME02607	ME80610
Morita	TorqTech	ME02607	ME80610
NSK	Ti-Max	ME02607	ME80610
Sirona	T1 Classic (<u>Only classic</u>)	ME02604	ME80620
Sirona	T1 Line/T2 Line/T2 S-Line	ME02607	ME80610
Altri	Strumento con attacco ISO	ME02607	ME80610
Altri	Canali spray esterni	ME21914	ME74135

Tipo di strumento: turbine (Nota: selezionare l'adattatore per turbina in base all'attacco del proprio riunito odontoiatrico).

Coupling system	Adapter Careclave Carebox Blue / MELAcare Lid Blue	Adattatore MELAtherm
Bien-Air	ME02608	ME73904
KaVo MULTiflex	ME02601	ME80660
Midwest	ME02609	ME73904
NSK-Phatelus	ME02611	ME80612
Sirona-Turbine	ME02602	ME80650
W&H Roto Quick	ME02605	ME80640
Altri	-	ME73904



**Manicotto di
risciacquo
incl. prolunga**
per l'adattamento di
inserti a ultrasuoni,
ad es. Cavitron, in
MELAtherm,
ME80260

Cannula multifunzione

Hersteller	Instrumentenbezeichnung	Adattatore Careclave Carebox Green / MELAcare Lid Green	Adattatore MELAtherm
NOVITA KaVo	Multifunctional cannula MF / 3F	ME80803	ME80803
NOVITA Sirona	Multifunctional cannula Sirona Sprayvit	ME80802	ME80802

Per le cannule multifunzione, in MELAtherm è generalmente possibile utilizzare l'adattatore universale ME73904. Soluzioni di adattatori possono essere disponibili presso i produttori degli strumenti. Verificare tuttavia preventivamente che gli strumenti siano approvati per il ricondizionamento automatico.

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. La panoramica mostra esclusivamente la compatibilità fisica. Seguire sempre le raccomandazioni di ricondizionamento dei produttori degli strumenti.