

Ouvrez l'œil lors de l'achat d'un thermo ! Comparez-nous avec d'autres fabricants.

Nous sommes convaincus par la qualité, la fiabilité et les points forts innovants de nos laveurs-désinfecteurs. La liste de contrôle suivante résume les principales caractéristiques du produit pour faciliter la comparaison de nos laveurs-désinfecteurs avec les appareils d'autres fabricants sur le marché.

Les points forts du produit	Vos avantages	MELAtherm® 10 Evolution	MELAtherm® 10	Fournisseur 1	Fournisseur 2
Séchage actif	→ Le séchage actif interne et externe protège vos instruments contre la corrosion et les dommages et améliore la longévité des instruments.	✓	✓		
Concept d'exploitation tactile intuitif	→ Un écran tactile avec des tutoriels vidéo intégrés garantit une utilisation sûre de l'appareil.	✓			
Agents de processus intégrés	→ Les agents de processus intégrés et l'unité de dosage permettent de gagner de la place précieuse dans la salle de décontamination.	✓	✓		
Agents de processus liquides	→ Le dosage automatique des agents de processus liquides garantit des résultats de nettoyage et de séchage parfaits.	✓	✓		
Interfaces de documentation	→ Avec une carte CF et deux interfaces réseau, le transfert des fichiers journaux s'effectue de manière simple et conforme à la législation, sans nécessiter de logicielles supplémentaires.	✓	✓		
Approbation par lot sur l'appareil	→ L'authentification des utilisateurs et l'approbation des lots sans papier permettent la réutilisation immédiate des instruments non chirurgicaux (veuillez respecter les normes nationales).	✓			
Chambre de lavage optimisée pour la pratique	→ Le concept de chambre permet un chargement efficace, des temps de cycle rapides et des coûts de consommation réduits, d'environ 1 €/cycle (une charge de MELAtherm® 10 correspond à environ deux charges d'autoclave).	✓	✓		
Filtre central nettoyable	→ L'indicateur de contrôle innovant du rail d'injection vérifie de manière fiable les performances du filtre. Si l'indicateur n'est pas déclenché, le filtre peut être nettoyé rapidement et facilement par l'équipe de pratique.	✓	✓		
Décontamination des embouts de détartrage à ultrasons	→ Seule la décontamination des embouts de détartrage à ultrasons avec clé dynamométrique garantit une sécurité maximale pour l'utilisateur.	✓	✓		
Surveillance de la pression de rinçage et des bras de rinçage	→ La surveillance de ces paramètres garantit une fiabilité absolue du processus.	✓	✓		
Cycles de maintenance prolongés	→ Les cycles de maintenance de 24 mois ou de 1000 cycles réduisent les coûts de service continus.	✓	✓		
Utilisateurs satisfaits dans votre région	→ Soyez inspiré par d'autres. MELAtherm® sur 10 clients www.melag.com/fr/references	✓	✓		



Êtes-vous déjà un utilisateur satisfait de nos stérilisateurs à vapeur MELAG ?
Bénéficiez dès maintenant des économies réalisées grâce aux services de maintenance et de validation coordonnés lors de l'achat d'un laveur-désinfecteur MELAG !

MELAG

competence in hygiene

Les laveurs-désinfecteurs MELAG

Pour un flux de travail optimisé dans les cabinets médicaux et les cliniques.

Le nettoyage et la désinfection avec un laveur-désinfecteur MELAG est le moyen le plus sûr et le plus efficace d'assurer une décontamination fiable des instruments. Profitez des avantages et protégez à la fois vos patients et votre équipe :



Effacité :

Réduire votre charge de travail et économiser du temps et de l'argent



Sécurité :

Améliorer la sécurité en minimisant le contact du personnel avec les instruments



Conformité légale :

La journalisation du processus de décontamination garantit la reproductibilité




Optimisation des processus :

Disponibilité immédiate des instruments non chirurgicaux après nettoyage et désinfection automatiques (conformément aux normes nationales)



Rentabilité après seulement 25 mois avec MELAtherm® 10
en prenant les valeurs suivantes :

Coûts



— décontamination manuelle

— décontamination automatique à l'aide de MELAtherm® 10

Nombre de jours de travail par mois	22
Cycles par jour	2
Salaire horaire de l'assistant	18.50 €
Coût du bain de désinfection	1.80 €
Coûts des agents de traitement, de l'électricité et de l'eau	2.00 €
Temps de travail pour la décontamination manuelle (h)	1
Temps de travail pour la décontamination automatique (h)	0.25

Coût par cycle de décontamination (manuel) 20.30 €

Coût par cycle de décontamination (automatique) 6.63 €

Coût d'acquisition MELAtherm® 10 11,000.00 €

Taux d'intérêt 5.0 %

Entretien/Service/Validation par mois 100.00 €

Coût par mois (manuel) 893.20 €

Coût par mois (automatique) 437.33 €

Quality – made in Germany