

MELAG



MADE IN GERMANY



Podo

SteriHero

La mia autoclave. Il mio **superpotere**.

✓ Ora disponibile come dispositivo medico.

Il vostro nuovo **superpotere**

Indipendentemente dai grandi compiti che la giornata vi riserva, **SteriHero Podo** vi copre le spalle. La nuovissima autoclave indipendente di Classe B e S è ora conforme alle normative sui dispositivi medici ed è perfettamente adatta alla podologia: Dalle caratteristiche al prezzo! Tecnologie all'avanguardia, un display incredibilmente avanzato e l'esclusiva qualità MELAG - made in Germany - vi danno il superpotere di cambiare tutto:

Ora disponibile anche
come autoclave di
Classe B e S



Supersicuro

Sicurezza per i vostri pazienti: Le autoclave di Classe B e Classe S con procedura di vuoto frazionato garantiscono la sterilizzazione più sicura di tutti gli strumenti imbustati e non, indipendentemente dal loro tipo e dalla loro complessità.

Sterilizzazione a vapore di Classe B e S secondo la norma EN 13060

Superforte

Potenza più che sufficiente per qualsiasi cosa vogliate fare: Elevate capacità di carico, tempi di ciclo rapidi a partire da 13 minuti e un'efficace asciugatura sottovuoto garantiscono che i vostri strumenti siano pronti per l'uso in pochissimo tempo.

Fino a 5 kg su 5 vassoi



Supersmart

L'interfaccia utente intuitiva con un ampio display Smart-Touch rende tutto più semplice: Dalla selezione del programma alla documentazione. Con l'aiuto del monitoraggio del processo, è possibile fornire una prova completa del successo della sterilizzazione.

Documentazione via USB, rete LAN o stampa del report*

Un team da sogno per l'igiene del vostro studio:



„I nostri pazienti sono la nostra priorità assoluta: Con la soluzione di sistema adattata alle esigenze del mio studio, offriamo la massima protezione con il minimo sforzo.“

Studio di podologia, Vera Wille



„Siamo all'altezza della nostra responsabilità di utilizzare solo strumenti impeccabili per i pazienti grazie al nostro nuovo flusso di lavoro di ritrattamento con le soluzioni di MELAG.“

Studio di podologia, Reni Otte

Superrobusto

Un'autoclave non dovrebbe mai fallire: Non scendiamo a compromessi quando si tratta di affidabilità e sviluppiamo secondo i più alti requisiti di qualità presso la nostra sede centrale di Berlino.

100 % qualità - made in Germany



Protegge l'ambiente. E i vostri pazienti.

SteriHero Podo garantisce una sterilizzazione sicura in base alle vostre esigenze con un'ampia gamma di programmi. Ma non è tutto: il concetto pionieristico di dispositivo autonomo e la funzione di risparmio energetico Power Save fanno di SteriHero Podo la soluzione più pulita, per il vostro budget e per l'ambiente.

Programmi SteriHero Podo 18	Universal-B	Quick-S	Quick-B	Gentle-B	Prion-B
Specifiche del programma	134 °C, tempo reale di steriliz. 5,5 min	134 °C, tempo reale di steriliz. 3,5 min	134 °C, tempo reale di steriliz. 5,5 min	121 °C, tempo reale di steriliz. 20,5 min	134 °C, tempo reale di steriliz. 20,5 min
Durata del ciclo (a carico minimo e massimo)*	22 – 27 min	15 – 18 min	22 – 25 min	37 – 42 min	37 – 42 min
Asciugatura (tempo controllato)	20 min	5 min	10 min	20 min	20 min

Programmi SteriHero Podo 18 S	Universal-S	Quick-S	Gentle-S	Prion-S
Specifiche del programma	134 °C, tempo reale di steriliz. 5,5 min	134 °C, tempo reale di steriliz. 3,5 min	121 °C, tempo reale di steriliz. 20,5 min	134 °C, tempo reale di steriliz. 20,5 min
Durata del ciclo (a carico minimo e massimo)*	18 – 23 min	13 – 19 min	33 – 37 min	33 – 38 min
Asciugatura (tempo controllato)	25 min	5 min	25 min	25 min

* Dati relativi al programma Quick S per carichi non imbustati e a tutti gli altri programmi per carichi singoli. I tempi possono variare a seconda del tipo e della quantità di carico

Dispositivo/ numero codice	Tipo di dispositivo	Dimensioni della camera	Volume della camera	Quantità di carico	Dimensioni del dispositivo (L x A x P)	Peso	Alimentazione	Documentazione interfacce
SteriHero Podo 18 ME10118PB	Autoclave stand-alone di classe B (compatibile con demineralizzatore optional)	ø 25 cm x 35 cm di lunghezza	17 litri	max. 5 kg di strumenti / 1,8 kg di tessuti	47 x 50 x 64 cm (il dispositivo è posizionato su un piano da 60 cm)	48 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 Watt)	USB, Rete
SteriHero Podo 18 S ME10118PS	Autoclave stand-alone di classe S (compatibile con demineralizzatore optional)	ø 25 cm x 35 cm di lunghezza	17 litri	max. 4 kg di strumenti / 1 kg di tessuti	47 x 50 x 64 cm (il dispositivo è posizionato su un piano da 60 cm)	46 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 Watt)	USB, Rete

Rev.0-24/1026-04.24-IT-ME



Risparmiare carta, proteggere l'ambiente:

Per ridurre la carta, vi forniamo la documentazione elettronica per l'utente tramite il nostro Download Center. Ulteriori informazioni su: www.sterihero.com

MELAG

