


Documentation et validation

Des solutions harmonisées pour la documentation de l'ensemble du processus de décontamination



NOUVEAU : MELAverse – la plateforme cloud pour une gestion intelligente des documents et un service à distance



MELAtrace® Pro et MELAtrace®

Solutions logicielles pour la documentation, la validation et la traçabilité

MELAtrace® Pro et MELAtrace® répondent aux exigences d'une documentation complète de manière simple, sûre et sans papier. Les solutions logicielles intuitives de MELAG relient facilement **les étapes de nettoyage et de désinfection à la stérilisation**.

Quelques clics suffisent pour valider les lots et archiver les protocoles de programme ainsi que toutes les décisions de validation dans **un rapport de décontamination infalsifiable**.

Une MELAprint® 60 ou MELAprint® 80 supplémentaire permet de générer des étiquettes à code-barres afin d'assurer une traçabilité complète. Après l'utilisation d'un instrument, vous pouvez transférer directement les informations du lot depuis l'étiquette à code-barres vers le dossier patient, indépendamment du logiciel de gestion des patients utilisé.

Découvrez plus en détail les avantages des nouvelles solutions de documentation et de validation MELAtrace® Pro et MELAtrace® dans notre comparaison de produits.

NOUVEAU : MELAverse

Le retraitement des instruments peut être aussi intelligent : faites passer vos processus d'hygiène et de documentation au niveau supérieur grâce à notre nouvelle plateforme cloud. Que vous soyez confronté à des défis techniques ou que vous prépariez une inspection à venir de votre cabinet – en combinaison avec MELAtrace, MELAverse permet des flux de travail intelligents et connectés numériquement, sans coût supplémentaire.

1. Tous les documents de retraitement en un seul endroit

Qu'il s'agisse de documents spécifiques aux appareils, tels que les fichiers journaux, les modes d'emploi ou les tutoriels vidéo, ou de documents liés au cabinet, comme les instructions de travail, les rapports de validation ou les certificats de formation – tout est stocké dans MELAverse en totale conformité avec le RGPD et accessible à tout moment, où que vous soyez. Cela garantit une transparence totale et vous offre un accès centralisé à toutes les informations essentielles.

2. Service à distance grâce à l'accès numérique des techniciens

Grâce à l'accès connecté à vos journaux de programmes et d'erreurs, votre technicien de service peut analyser de nombreux problèmes immédiatement et à distance. Si une intervention sur site reste nécessaire, il arrive parfaitement préparé – avec toutes les informations pertinentes et les pièces de rechange appropriées. Cela permet de gagner du temps, de réduire les temps d'arrêt et d'assurer le bon fonctionnement du cabinet.



Prêt pour le cloud ? Accédez dès maintenant à MELAverse : www.melag.com/fr/melaverse



MELAtrace®

séduit par des caractéristiques uniques pour la documentation et la validation :

- ✓ **Interface utilisateur intuitive** : Validation du thermo-désinfecteur, de l'autoclave à vapeur et du Careclave® en seulement quelques clics
- ✓ **Sécurité juridique** : Les protocoles de programme et les décisions de validation sont enregistrés dans un rapport de décontamination infalsifiable et archivés dans MELAtrace®
- ✓ **Traçabilité** : Impression d'étiquettes à code-barres pour l'identification des instruments à l'aide du MELAprint® 60 ou MELAprint® 80 en option
- ✓ **Notifications push** : Notifications automatisées concernant les informations importantes, les mises à jour logicielles et les fonctions de rappel
- ✓ **Stockage cloud sans frais supplémentaires** : Pour l'archivage sécurisé des fichiers journaux dans le cloud MELAG ou sur votre serveur



MELAtrace® Pro

combine toutes les fonctionnalités clés de MELAtrace® avec de nombreuses autres caractéristiques innovantes :

- + **Gestion des charges** : Documentez les éléments de charge et les lots standard pour une transparence maximale
- + **Tutoriels vidéo** : Des tutoriels vidéo adaptés fournissent toutes les informations nécessaires à l'utilisation correcte de MELAtrace® Pro
- + **Support prioritaire** : Bénéficiez d'une assistance à distance prioritaire assurée par nos experts MELAG
- + **Protocoles de scellage** : Attribuez les protocoles de scellage avec tous les paramètres de processus pertinents au lot de stérilisation
- + **Documentation complète** : En plus des informations sur la charge et la validation, MELAtrace® Pro archive les protocoles textuels et graphiques dans le rapport de décontamination

Modèle de licence attractif pour 12, 36 ou 60 mois

À tester dès maintenant : essai gratuit de 3 mois

Faites-en l'expérience par vous-même : téléchargez MELAtrace® avec une licence d'essai de 3 mois depuis notre site web et repoussez les limites du processus de documentation traditionnel. Profitez ensuite d'un modèle de licence attractif pour 12, 36 ou 60 mois ainsi que d'un accès aux dernières mises à jour logicielles et fonctionnalités !

Le logiciel idéal pour la solution de système MELAG

Excellence en prix et en performance : nos solutions logicielles couvrent l'ensemble du processus de décontamination des instruments afin de garantir une documentation sécurisée. Découvrez l'interaction parfaite entre MELAtrace® Pro et MELAtrace® avec la solution de système MELAG.



1

Chargement du thermo-désinfecteur

(optionnel avec MELAtrace® Pro)

Vous pouvez composer des éléments de charge ou ajouter des lots standard prédéfinis au chargement du thermo-désinfecteur en quelques clics seulement.

2

Validation du thermo-désinfecteur

Après le nettoyage et la désinfection, veuillez vérifier le protocole de programme du MELAtherm® et effectuer la validation du lot.

3

Chargement de l'autoclave à vapeur

(optionnel avec MELAtrace® Pro)

Les éléments de charge prédéfinis issus du lot du thermo-désinfecteur sont déjà présélectionnés pour la stérilisation. Les protocoles de scellage peuvent également être associés à la configuration de chargement de l'autoclave à vapeur.

4

Validation de l'autoclave à vapeur

Après la fin de la stérilisation, vérifiez le protocole de programme de l'autoclave, documentez le changement de couleur de l'indicateur de lot et procédez à la validation du lot de stérilisation.

5

Rapport de décontamination

Toutes les informations relatives à la décontamination ainsi que les protocoles textuels et graphiques des appareils MELAG et du DAC Universal sont intégrés dans un rapport de décontamination infalsifiable, enregistré sous forme de fichier PDF.

6

Impression des étiquettes


(optionnel)

En dernière étape, les instruments sont étiquetés afin de garantir une traçabilité complète. Les informations de décontamination sont transférées des instruments vers le dossier patient ou un logiciel de gestion des patients à l'aide d'étiquettes à code-barres autocollantes double face.

MELAcontrol®

La sécurité avant tout pour votre cabinet

Avec MELAcontrol®, les contrôles de routine de votre autoclave et de votre dispositif de scellage sont rapides, sûrs et économiques. Nos systèmes de test Helix, Ink test, Seal check et autres sont parfaitement adaptés aux produits de la solution de système MELAG.



Contrôle de routine et de lot



MELAcontrol® Helix

est un dispositif de test Helix avec 250 bandes indicatrices qui simule les exigences les plus strictes du retraitement des instruments à corps creux dans un autoclave à vapeur de classe B.



MELAcontrol® Pro

est conçu pour les besoins de stérilisation à grande échelle. Le dispositif de test réutilisable garantit un contrôle de lot encore plus économique.



MELAcontrol® Type 5

est utilisé pour vérifier les conditions de stérilisation (vapeur, température et temps) et peut être placé avec des instruments emballés ou directement dans la chambre.



MELAcontrol® Bowie & Dick Test

est un système de test comprenant 20 paquets de test avec un indicateur de type 2, utilisé pour le contrôle de routine de la pénétration de la vapeur dans votre autoclave.



MELAcontrol® Ink Test

est un test à l'encre avec 30 sachets permettant de contrôler de manière fiable les gaines de stérilisation pliées afin de détecter d'éventuelles irrégularités, défauts ou canaux.



MELAcontrol® Seal Check

vérifie la qualité de la soudure : une fusion défectueuse du sachet de stérilisation ou une pression de contact insuffisante est révélée par le papier indicateur.

La perfection dans les moindres détails

Solutions pour le contrôle, la documentation et l'étiquetage

Nos accessoires, parfaitement adaptés à la solution de système MELAG, vous accompagnent dans le contrôle du bon déroulement des processus, l'enregistrement des protocoles et l'étiquetage des instruments emballés. Utilisez notre large gamme d'accessoires pour adapter vos flux de travail à vos besoins et garantir des résultats optimaux en matière de prévention des infections.



Transfert et impression des protocoles



MELAflash® Imprimante de carte CF

permet d'enregistrer facilement les protocoles sur une carte CF sans connexion des appareils MELAG au réseau de la clinique.



MELAnet® Box

enregistre automatiquement les protocoles sur votre ordinateur ou serveur via une connexion réseau.



MELAprint® 44

imprime les protocoles sous forme papier. Un adaptateur réseau supplémentaire permet la connexion avec les nouvelles générations d'appareils (détails à la dernière page).



MELAprint® 80

imprime les protocoles des autoclaves Pro et Prime Line sur papier.



Impression des étiquettes



MELAprint® 60 / 80

imprime des étiquettes à code-barres afin de garantir un marquage optimal des instruments et une traçabilité complète.



Lecteur de codes-barres manuel

transfère les informations des étiquettes à code-barres vers le logiciel de dossier patient numérique.



MELAdoc® Labeller

génère des étiquettes contenant toutes les informations importantes sur le processus de stérilisation pour le marquage des instruments emballés.



Fiches de documentation

facilitent la validation des lots du thermo-désinfecteur et de l'autoclave à vapeur sous forme papier.

Nos outils numériques




Centre de téléchargement :

Accédez aux documents MELAG où que vous soyez et à tout moment.



www.melag.com/fr/service/downloadcenter



Tutoriels vidéo :

Apprenez grâce à plus de 300 vidéos sur le retraitement sûr des instruments.



www.melag.com/fr/service/tutoriel



Dépannage :

Saisissez les codes d'erreur pour accéder immédiatement aux solutions.



www.melag.com/fr/service/troubleshooting

Aperçu de la compatibilité



Contrôle de routine et de lot

MELAcontrol® Helix Réf. N° ME01082			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
MELAcontrol® Pro Réf. N° ME01075			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
MELAcontrol® Seal Check Réf. N° ME01079											✓	✓
MELAcontrol® Ink Test Réf. N° ME01089											✓	✓
MELAcontrol® Bowie & Dick Test Réf. N° ME01078			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MELAcontrol® Type 5 Réf. N° ME01077			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MELAcontrol® Wash Check Réf. N° ME01072	✓	✓										

Transfert et stockage des journaux

MELAflash® Lecteur de cartes Réf. N° ME01048	✓			✓		✓						
MELAflash® CF-Card Réf. N° ME01043	✓			✓		✓						
USB-Stick Réf. N° ME19901		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵

Impression des journaux

MELAprint® 44 Réf. N° ME01144	✓ ¹			✓ ¹		✓ ¹						
MELAprint® 80 Réf. N° ME01108							✓	✓	✓	✓	✓	
MELAG Adaptateur réseau Réf. N° ME40295	✓			✓		✓						

Logiciel de documentation et de validation

MELAtrace® et MELAtrace® Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵
Lecteur de codes-barres manuel Réf. N° ME01110	✓ ²	✓ ²	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ²	✓ ²	✓ ⁴	✓	

Impression d'étiquettes

MELAprint® 60 Réf. N° ME01160	✓ ²	✓ ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²			
MELAprint® 80 Réf. N° ME01108	✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	✓	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ⁴		
MELAdoc® Labeller Réf. N° ME01086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

¹ En combinaison avec l'adaptateur réseau MELAG, ² En combinaison avec MELAtrace® Pro ou MELAtrace® et un ordinateur disposant de l'interface correspondante (par ex. : USB, Ethernet / RS232), ³ En combinaison avec un ordinateur disposant de l'interface correspondante (par ex. : USB, Ethernet / RS232), ⁴ Pour Vacuclave® 305 avec ProControl également directement ; pour Vacuclave® 105 uniquement en combinaison avec MELAtrace® Pro et MELAtrace® et un ordinateur disposant des interfaces correspondantes ⁵ Uniquement MELAseal® 200



Économisez du papier, protégez l'environnement :

Afin de réduire la consommation de papier, nous mettons à disposition la documentation utilisateur de nos produits sous forme électronique dans notre centre de téléchargement.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.melag.com/fr

MELAG
competence in hygiene