

MELAcare

Benessere per i tuoi strumenti: pulizia, disinfezione e lubrificazione per una protezione duratura degli strumenti.



Una buona cura non si consuma mai.

Perché quando si tratta di manipoli e turbine, conta una cosa sola: MELAcare.

Conosci quella sensazione quando un nuovo manipolo odontoiatrico funziona semplicemente alla perfezione? Quando ogni trattamento procede senza intoppi e tutto sembra facile? Ora quella sensazione ha un nome: MELAcare – per pulizia, disinfezione e lubrificazione completamente automatiche, con vantaggi che percepisci ogni giorno:



È tempo di CARE: nessun compromesso sull'igiene

Con MELAcare puoi ricondizionare fino a 6 strumenti a corpo cavo tra un trattamento e l'altro – con tempi di ciclo a partire da soli 14 minuti, inclusi asciugatura e pre-raffreddamento. Il risultato: massima sicurezza per i pazienti e minori costi di investimento per set di strumenti aggiuntivi.



Perché i tuoi strumenti meritano CARE: giorno dopo giorno

Il programma wellness per manipoli e contrangoli: ricondizionamento sistematico, lubrificazione e cura supplementare del mandrino eseguiti direttamente con MELAcare proteggono i tuoi preziosi strumenti dall'usura e aiutano a ridurre costose riparazioni.



CARE al posto del caos: il tuo partner affidabile – Made in Germany

Progettato a Berlino fin nei minimi dettagli per offrire prestazioni eccellenti: l'incredibilmente compatto MELAcare unisce l'esperienza maturata con oltre 5.000 unità Careclave installate a più di sei anni di competenza nel ricondizionamento e nella cura di manipoli e turbine. Pensato per flussi di lavoro quotidiani affidabili ed efficienti in studio, MELAcare offre un'elevata tolleranza alla qualità dell'acqua e attività di routine significativamente ridotte.



Hai bisogno di una nuova autoclave oltre a MELAcare?

Allora supera i limiti del ricondizionamento tradizionale con Careclave, la nostra soluzione 4 in 1 unica al mondo: pulizia, disinfezione e lubrificazione di fino a 8 manipoli e turbine, oltre alla sterilizzazione di fino a 11 kg – tutto in un unico sistema.



Più potenza. Più flessibilità. Più benessere.

Il workflow diventa WOWflow.

La cura e il ricondizionamento perfetti degli strumenti devono supportare il tuo studio, non rallentarlo.

MELAcare automatizza la pulizia, la disinfezione e, se necessario, la lubrificazione tra un trattamento e l'altro, contribuendo a ottimizzare i flussi di lavoro igienici, proteggere strumenti preziosi e mantenerli pronti all'uso ogni volta che servono.



MELAcare Lid Blue

per la pulizia, la disinfezione e la lubrificazione di fino a 6 manipoli, contrangoli, turbine e testine di manipoli in soli 17 minuti.

MELAcare Lid Green

per la pulizia e la disinfezione di fino a 6 punte per scaler a ultrasuoni con chiave dinamometrica, manipoli a ultrasuoni, ugelli Sprayvit o manipoli per profilassi in soli 14 minuti.



Benessere per i tuoi strumenti: risultati perfetti in soli 14 minuti.



1. Pulizia profonda con tecnologia ULTRAflow

Pulizia potente, interna ed esterna, con acqua demineralizzata accelerata ad aria compressa, completamente priva di sostanze chimiche, per risultati brillanti a 360°.



2. Disinfezione termica

Delicata sui materiali, altamente efficace nelle prestazioni: la disinfezione a circa 95 °C (valore A₀ 3.000) espone i tuoi strumenti a temperature significativamente più basse, garantendo al tempo stesso un ampio spettro d'azione: battericida, micobattericida, fungicida ed efficace contro virus sia termolabili sia termostabili.



3. Lubrificazione per MELAcare Lid Blue

Lubrificazione di precisione ai massimi livelli: MELAcare eroga olio completamente sintetico in modo preciso in tutti i canali degli ingranaggi degli strumenti rotanti, per prestazioni affidabili, funzionamento ottimale e mantenimento del valore nel tempo. Anche la cura del mandrino può essere eseguita comodamente e direttamente sull'unità.



4. Asciugatura interna e pre-raffreddamento

Durante il processo, i canali spray e di azionamento dei tuoi strumenti vengono risciacquati con aria compressa, asciugati e al tempo stesso raffreddati delicatamente.

Il raffreddamento supplementare intelligente garantisce, al termine del processo e senza ulteriori passaggi manuali, strumenti pronti all'uso in circa 5 min.

Utilizzo. Intuitivo come il tuo smartphone.

Con l'ampio Smart-Touch Display, tutto diventa magicamente semplice – semplicemente magico: dalla selezione del programma e autenticazione dell'utente fino all'approvazione del lotto e alla documentazione senza interruzioni tramite rete o USB.

Protezione dei mandrini. Riduzione dei costi di assistenza.

Le pinze difettose sono tra le cause più comuni di riparazione di manipoli e turbine. Con la stazione ADDcare integrata, la cura essenziale del mandrino viene eseguita direttamente su MELAcare, con precisione e documentazione completa.

Usa 1x Care Oil. Tratta 1.000x strumenti.

L'olio completamente sintetico MELAG Care Oil è estremamente economico nell'utilizzo, consente un dosaggio preciso per ogni strumento ed è particolarmente facile e rapido da sostituire grazie al pratico posizionamento nel vano laterale.

Unisciti alla CAREvolution

Con questi highlight di prodotto, tutto funziona alla perfezione.

Piccolo fuori, grande dentro: eccezionale sotto ogni aspetto. La nostra unità di ricondizionamento e cura MELAcare, incredibilmente compatta e 100% Made in Germany, conquista con funzionalità rivoluzionarie per flussi di lavoro senza stress. Nessun compromesso. Solo infinite possibilità.

- Procedura di ricondizionamento validabile conforme alla norma EN ISO 15883-1/2 a partire da circa 14 minuti
- Documentazione e approvazione intelligenti senza costi aggiuntivi, direttamente sul dispositivo
- Design incredibilmente compatto con ingombro ridotto, per risparmiare spazio prezioso nella linea di ricondizionamento
- Attività di routine significativamente ridotte per il team dello studio rispetto ai prodotti che richiedono regolari procedure di controllo e pulizia, con un notevole risparmio di tempo settimana dopo settimana
- Lubrificazione precisa e cura del mandrino per prestazioni affidabili e una lunga durata dei tuoi preziosi strumenti
- Ampia interfaccia touchscreen, perfettamente armonizzata con autoclavi e termodisinfettori MELAG
- Facile conformità ai requisiti di qualità dell'acqua: comoda, affidabile e semplice come con la tua autoclave
- 28 adattatori appositamente sviluppati per il fissaggio sicuro di tutti i tuoi strumenti a corpo cavo.

144x

Fino a 144 strumenti per giornata lavorativa

La casa dell'igiene

La soluzione di sistema MELAG.

Ogni studio dentistico è unico. Con soluzioni di sistema personalizzate, siamo il partner su cui puoi contare. Approfitta dell'integrazione perfetta di termodisinfettori, dispositivi di sigillatura, autoclavi e soluzioni software MELAG. Ti aiutiamo a trasformare in realtà la tua visione di un workflow igienico che fa risparmiare tempo, spazio e costi.



Personale:

un unico referente per qualsiasi domanda relativa al ricondizionamento degli strumenti.



Efficiente:

ottimizzazione dei costi grazie alla sincronizzazione dell'assistenza per tutti i dispositivi nella sala di ricondizionamento.



Ottimizzato nei processi:

un concetto operativo coordinato, progettato per prevenire errori nella pratica quotidiana.



Smart:

connessione cloud intelligente con MELAverse per la massima efficienza, un comodo servizio da remoto e l'archiviazione sicura di tutti i documenti di igiene (solo in combinazione con MELAtrace)



MELAcare: unico come prodotto, imbattibile come sistema.



- Pulizia e disinfezione automatizzate con MELAtherm



- Ricondizionamento e cura di contrangoli, manipoli e turbine con MELAcare



- Confezionamento con MELAseal e MELAstore



- Sterilizzazione a vapore con Vacuclave



- Documentazione, approvazione ed etichettatura con MELAtrace

Accessori per MELAcare

Flessibile quanto le tue esigenze.

Grazie a un'ampia gamma di accessori, puoi configurare facilmente la soluzione più adatta al tuo studio dentistico. MELAcare offre così la massima sicurezza ed efficienza, perfettamente su misura per il tuo workflow di ricondizionamento degli strumenti:

Utilizza la nostra lista di compatibilità sulla pagina prodotto MELAcare per trovare rapidamente e facilmente gli adattatori giusti: www.melag.com/it



MELAcare Lid Green (cod. art. ME10712)

per il ricondizionamento di strumenti a corpo cavo che non richiedono lubrificazione. Configura MELAcare Lid Green con fino a 6 adattatori per punte per scaler a ultrasuoni e manipoli per profilassi.

Adattatore per punte M3,0 x 0,5 mm, filettatura maschio
ad es. per **KaVo** SONOsoft, Piezo LUX; **EMS** Piezon / Piezon LED; **W&H** Piezo Scaler; Tigon, Tigon+, Pyon 2 Chirurgie, Piezomed; Komet PiezoLine EM1, KA1, KA2; **NSK** Varios EMS; Mectron Multipiezo (Cod. art. ME80750)



Adattatore per punte M3,0 x 0,35 mm, filettatura maschio
ad es. per **KaVo** PiezoLED, PiezoSoft, eSCALER (Cod. art. ME80752)



Adattatore per punte M3,0 x 0,6 mm, filettatura maschio
ad es. per **Acteon** (Satelec) Newtron, Suprasson; **Ultradent** Newtron; **Hu-Friedy** Piezo S-Serie; **NSK** Varios (Cod. art. ME80756)



Adattatore per punte M3,5 x 0,35 mm, filettatura femmina
ad es. per **Planmeca** LM-ProPower (Cod. art. ME80755)



Adattatore per punte M3,5 x 0,6 mm, filettatura femmina
ad es. per **Sirona** SIROSON, SIROSONIC, PerioSonic; **Komet** PiezoLine SI1; **Dürr** Vector Scaler; **Morita** Softy / Softy LED (Cod. art. ME80760)



Adattatore per punte M3,6 x PH1,5 P0,5 mm, filettatura femmina
ad es. per **KaVo** SONICflex quick 2008 (Cod. art. ME80751)



Adattatore per punte M3,0 x 0,5 mm, filettatura femmina
ad es. per **KaVo** SONICfl ex 2000, 2003; **Sirona** SIROAIR L; **W&H** air scaler, Proxeo, Synea, Alegria; Comet SonicLine SF1LM; **NSK** air scaler Ti-Max S970, AS2000; **EMS** Piezon (LED) handpiece (Cod. art. ME80790)



Adattatore per manipoli ZEG, M3,0 x 0,35 mm, filettatura femmina
ad es. per **KaVo** PiezoLED Ultraschall Scaler, PIEZOsoft Ultraschall Scaler (Cod. art. ME80753)



Adattatore per manipoli ZEG, M3,0 x 0,6 mm, filettatura femmina
ad es. per **Acteon** (Satelec) Newtron, Suprasson, **NSK** Varios, Satelec (Cod. art. ME80757)



Adattatore per manipoli ZEG, M3,5 x 0,6 mm, filettatura maschio
ad es. per **Sirona** Siroson, Sirosonic, PerioSonic (Cod. art. ME80771)



Adattatore per EMS AIR-Flow Prophylaxis Master
ad es. per **EMS** EL-308 (Prophylaxis Master) (Cod. art. ME80614)



Adattatore per EMS AIR-Flow Handy 3.0
ad es. per **EMS** EL-540 (Handy 3), EL-542 (Handy 3.0 PERIO), EL-545 (Handy 3.0 PLUS) (Cod. art. ME80613)



Adattatore per cannula multifunzione KaVo
ad es. per cannula a 3 funzioni **KaVo**, cannula multifunzione **KaVo** (Cod. art. ME80803)



Adattatore per ugello Sirona Sprayvit
ad es. per ugello **Sirona** Sprayvit (Cod. art. ME80802)



Adattatore per manipolo KaVo eSCALER
ad es. per manipolo scaler a ultrasuoni **KaVo** eSCALER (Cod. art. ME12411)



NOVITÀ: adattatore per NSK Prophy-Mate neo (Airflow)
ad es. per manipolo **NSK** Prophy-Mate neo (Cod. art. ME80616)



NOVITÀ: adattatore per NSK Prophy HP (Varios Combi Pro [2])
ad es. per manipolo **NSK** Prophy HP, manipolo **NSK** Perio HP (Cod. art. ME80617)




NOVITÀ: adattatore per ugello a getto polvere-acqua Dürr MyLunos
ad es. per ugello a getto polvere-acqua **Dürr** MyLunos (Cod. art. ME80804)



Adattatore M8 x 1, eccentrico
Necessario per il ricondizionamento di fino a 4 chiavi dinamometriche con diametro superiore a 38 mm (Cod. art. ME35380)



Dischi di marcatura per adattatori
La marcatura degli adattatori con codice colore evita il montaggio degli strumenti sugli adattatori errati, prevenendo così danni alle filettature (Cod. art. ME80769).



Con unità di ricondizionamento e cura come MELAcare o Careclave



Senza unità di ricondizionamento e cura come MELAcare o Careclave



MELAcare Lid Blue (Cod. art. ME10711)

per il ricondizionamento e la cura di manipoli e turbine. Personalizza MELAcare Lid Blue con fino a 6 adattatori per manipoli e turbine.

Adattatore per attacco ISO (INTRA)
(Cod. art. ME02607)



Adattatore per contrangoli KaVo / Bien-Air
Viene fissato a un adattatore per attacco ISO (Cod. art. ME02606)



Adattatore per Sirona T1 Classic
(Cod. art. ME02604)



Adattatore per turbine con attacco Sirona
(Cod. art. ME02602)



Adattatore per turbine con attacco KaVo (MULTiflex)
(Cod. art. ME02601)



Adattatore per turbine con attacco W&H (Roto Quick)
(Cod. art. ME02605)



Adattatore per attacchi turbine Bien-Air
(Cod. art. ME02608)



Adattatore per turbine Midwest (4/5 fori)
(Cod. art. ME02609)



Adattatore per attacchi turbine NSK (Phatelus)
(Cod. art. ME02611)



Adattatore per canali spray esterni
Include 1 metro di tubo flessibile (Cod. art. ME21914)



Seleziona accessori aggiuntivi:

Dal trattamento dell'acqua alla documentazione, i nostri accessori ben progettati soddisfano i più elevati standard di qualità e si integrano perfettamente nei tuoi processi, per garantire maggiore efficienza, trasparenza e sicurezza nella pratica quotidiana.

Trattamento dell'acqua

MELAdem 53 / 53 C
è un sistema di trattamento dell'acqua ad alta capacità per MELAtherm, MELAcare e fino a due unità aggiuntive.

MELAdem 47
è un sistema di osmosi inversa ad alte prestazioni per MELAcare e altre autoclavi.

MELAdem 40
la soluzione compatta per la produzione conveniente di acqua demineralizzata, ideale per l'uso occasionale di MELAcare.



Documentazione

MELAtrace
consente la documentazione professionale, l'approvazione e la tracciabilità dell'intero processo di ricondizionamento.

Ora con upgrade gratuito a MELAverse
Con la nostra nuova piattaforma cloud puoi archiviare tutti i tuoi documenti di igiene importanti in un'unica posizione centrale e beneficiare anche di una rapida diagnosi di assistenza tramite monitoraggio remoto da parte del tuo tecnico.



Dati e numeri in sintesi

Specifiche tecniche.

MELAcare riconosce automaticamente se è in uso il Lid Blue o il Lid Green e adatta intelligentemente il programma ai tuoi strumenti, per la massima efficienza, sicurezza e meno errori nella pratica quotidiana.

Programmi	Descrizione*	Tempi di ciclo**	Raffreddamento supplementare intelligente*** (opzionale)
Care-Therm Green	Pulizia esterna e interna, disinfezione a 95 °C, asciugatura interna e pre-raffreddamento	circa 14 min	circa 5 min
Care-Therm Blue	Pulizia esterna e interna, disinfezione a 95 °C, lubrificazione, asciugatura interna e pre-raffreddamento	circa 17 min	circa 5 min

*Depending on the instrument's design and connection configuration, residual moisture may remain in certain areas. Please check the instruments for residual moisture in accordance with the manufacturer's instructions and dry them again if necessary. ** Instrument temperature: Approx. 70 °C

*** Instrument temperature: Approx. 50 °C

MELAcare può essere installato rapidamente e facilmente in qualsiasi sala di ricondizionamento. Il seguente elenco offre una panoramica dei requisiti di installazione per elettricità, acqua e aria compressa:

Specifiche tecniche	MELAcare 600
Codice articolo	ME10600
Dimensioni del dispositivo (L x A x P)	31 x 44 x 38 cm
Peso	circa 16 kg
Capacità di carico, Lid Blue/Green	fino a 6 strumenti a corpo cavo
Alimentazione elettrica	200-240 V, 50 / 60 Hz
Consumo energetico	1.8 kW
Attacco per aria compressa	4–8 bar (aria compressa conforme alla norma ISO 7494-2)
Alimentazione dell'acqua demineralizzata	Max. 35 °C, 1,5–10 bar, trattamento dell'acqua aggiuntivo necessario
Interfacce di documentazione	USB, rete
Intervallo di manutenzione	3.000 cicli o 2 anni

Rev 0-26/2601-05-26-IT-ME



Risparmia carta, proteggi l'ambiente:

per ridurre il consumo di carta, mettiamo a disposizione la documentazione utente di MELAcare in formato elettronico nel nostro Download Center. Per maggiori informazioni, visita www.melag.com/it

MELAG
competence in hygiene