

| <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Protective Barrier</div> |
|--|
| |
| <div>Product Description</div> <div>Universal Dentin Sealt is a biocompatible, non-polymerizable, high molecular weight resin in an ethanol carrier. <p>For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.</p> Delivery Form(s) <ul style="list-style-type: none">1.2 ml delivery syringe Delivery tip: <ul style="list-style-type: none">Black Mini™ Brush Tip <div>Indications for Use/Intended Purpose</div> <div>Universal Dentin Sealt seals exposed dentin surfaces against harsh irritating resins, acids, cements, and restorative chemicals and can be used as a conventional cavity varnish under amalgam restorations. It is recommended for alleviating post-op root planning and scaling sensitivity.</div> <div>Contraindications <ul style="list-style-type: none">Do not use on patients with known sensitivity to resins. For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician. </div> <div>Warnings and Precautions <ul style="list-style-type: none">Resins can be sensitizing. Avoid repeated contact of uncured dental resin with skin and/or soft tissue. If allergic reaction, dermatitis, or rash develops have patient consult their physician. Patient and dental professionals must wear protective eyewear with side shields. If the product is ingested, drink large </div></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barriera protettiva</div></div> |
| <div>Descrizione del prodotto</div> <div>Il Sigillante dentinale universale è un prodotto biocompatibile, non-polimerizzabile, una resina ad alto peso molecolare in un vettore di etanolo. <p>Per tutti i prodotti descritti, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le SDS prima dell'uso.</p> Modalità di erogazione <ul style="list-style-type: none">Siringa di erogazione da 1,2 ml Suggerimento per la consegna: <ul style="list-style-type: none">Puntale a pennello Black Mini™ <div>Indicazioni d'uso/Scopo previsto</div> <div>Il Sigillante Dentinale Universale sigilla i tubuli dentinali esposti contro le resine irritanti, gli acidi, i cementi e le sostanze nocive, e può essere utilizzata come vernice per cavità convenzionale sotto i restauri in amalgama. È consigliato per alleviare la sensibilità postoperatoria della pianificazione radiolare e della detrasia.</div> <div>Controindicazioni <ul style="list-style-type: none">Non utilizzare su pazienti con sensibilità nota alle resine. In caso di pazienti o utenti affetti da disturbi allergici, consultare la documentazione sugli allergeni disponibile su ultradent.com. Se si manifesta una reazione allergica, risciacquare accuratamente l'area esposta con acqua e invitare il paziente a consultare il proprio medico. </div> <div>Avvertenze e precauzioni <ul style="list-style-type: none">Le resine possono sensibilizzare il paziente. Evitare il contatto ripetuto della resina induretta con la pelle o con la lingua e i tessuti molli. Se si sviluppa una reazione allergica, una dermatite o un'eruzione cutanea, il paziente deve consultare il proprio medico. Patient and dental professionals must wear protective eyewear with side shields. If the product is ingested, immediately a a medic. </div></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Bestyktende Barriere</div></div> |
| <div>Produktbeskrivelse</div> <div>Universal Dentin Sealt er et biokompatibelt, ikke-polymeriserbart, højmolekylært resin i en ethanolbærer. <p>Læs for alle produkter beskrevet, læs og forstå alle instruktioner og sikkerhedsdatablad for alle beskrivne produkter omhyggeligt, før brug.</p> Leveringsformer <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikationspørrøje Applikationsspidser: <ul style="list-style-type: none">Black Mini™ børstespids <div>Indikationer for brug/tilsgitet formål</div> <div>Universal Dentin Sealt forsegler udsatte dentintubuli mod barske irriterende resiner, syrer, cementer og restorative kemikalier og kan bruges som en konventionel kavitetstæt under amalgamrestaureringer. Det anbefales til at lindre post-op rodplanering og fælsmøhed efter tandrensning.</div> <div>Kontraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for resiner. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til produktallergendokumentet, der er tilgængeligt på ultradent.com Hvis der observeres en allergisk reaktion, skal det udsatte område skylles grundigt med vand, og patienten skal konsultere sin læge. </div> <div>Advarsler og forholdsregler <ul style="list-style-type: none">Resin kan være sensibiliserende. Undgå gentagen kontakt af uhærdet dentalt resin mod hud og/eller blødt væv. Hvis der opstår allergiske reaktioner, dermatitis eller udslett, skal patienten konsultere sin læge. </div></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Зашитна Бар'єра</div></div> |
| <div>Описание на продукта</div> <div>Универсалният дентинен устелител е биосъвместима, неполимеризираща смес от високомолекулярно тегло в етанолов носител. <p>Внимателно прочетете и разберете всички инструкции и информация за SDS за всички описани продукти преди употреба.</p> Форми(и) за доставка <ul style="list-style-type: none">Спринцовка от 1,2 ml Накрайник: <ul style="list-style-type: none">Накрайник Black Mini™ <div>Показание за употреба/Предназначение</div> <div>Универсалният дентинен устелител запечатва откритите дентинни тубули от силно ирритиращи, дразнещи смоли, киселини, цименти и възстановителни химикали и може да се използва като конвенционален лак за кавитет под амалгамни възстановявания. Препоръчва се използване на еднократна употреба. <div>Попатни инструкции</div> <ol style="list-style-type: none">Отстранете капачката Luer Lock и прикряйте претвореният крайник. Напълно изолирайте, почистете и изсушете мястото. Проверете цвета, цвета и консистенцията преди интраорално приложение. Ако се срещне съпротивление, сменете крайника и опитайте отново. <div>Използване</div> <ol style="list-style-type: none">Потърпете уплътнителя в открития дентин и внимателно изсушете на въздух за 5-10 секунди. Ако чувствителността продължава, нанесете допълнителни корнени и проверете отново с въздух. Когато се използва като лак за кавитет под възстановявания от амалгам, нанесете интраоралния дентинен устелител. Ако се срещне съпротивление, сменете крайника и опитайте отново. <div>Обработка</div> <p>За да избегнете кръстосано замърсяване, използвайте спринцовката с дезинфекциран съд средно време между употребите и използвайте барьерен врат за еднократна употреба.</p> <p>Ако не е използвана защита обвивка, спринцовката трябва да се третира като за еднократна употреба.</p> <div>Съхранение и изхвърляне</div> <p>Съхранявайте според етикета на външната опаковка. Изхвърляйте опадаците в съответствие с местните правни, насокы и разпоредби.</p> <div>Друга информация</div> <p>Доказвателна версия сериозен инцидент на производителите и компетентни орган. ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200</p></div></div> |

| <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Lack zur Desensibilisierung</div> |
|---|
| |
| <div>Produktbeschreibung</div> <div>Universal Dentin Sealt ist ein biokompatibles, nicht polymerisierbares, hochmolekulares Harz in einem Ethanol-Träger. <p>Lesen und beachten Sie die vor Anwendung aller beschriebenen Produkte sorgfältig alle Gebrauchsinweise und Informationen im Sicherheitsdatenblatt.</p> Verabreichungsform(en) <ul style="list-style-type: none">1,2 ml Spritze Applikations Spitze: <ul style="list-style-type: none">Black Mini™ Brush Tip <div>Anwendungsbereiche/Verwendungszweck</div> <div>Universal Dentin Sealt verschließt freiliegende Dentinkanälchen gegen stark reizende Harze, Säuren, Zemente und Restaurationschemikalien und kann als herkömmliche Kavitätenteller unter Amalgamrestaurationen verwendet werden. Es wird empfohlen, um die Empfindlichkeit nach der postoperativen Wurzelglättung und dem Scaling zu lindern.</div> <div>Kontraindikationen <ul style="list-style-type: none">Nicht bei Patienten mit bekannter Harzempfindlichkeit anwenden. Für Patienten oder Anwender mit Bedenken in Bezug auf Allergien: Beachten Sie das Dokume Produkt allergen im Produkt, das auf ultradent.com verfügbar ist. Kommt es zu einer allergischen Reaktion, spülen Sie den betroffenen Bereich gründlich mit Wasser ab und bitten Sie den Patienten, sich an einen Arzt zu wenden. </div> <div>Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen</div> <div>Harze können Reaktionen verursachen. Vermeiden Sie den wiederholten Kontakt von ungehärteten Dentinalharzen mit der Haut und/oder Weichgewebe. Wenn sich eine allergische Reaktion, Dermatitis oder Hautausschlag entwickelt, muss der Patient seinen Arzt konsultieren.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Patient und zahnärztliches Personal müssen eine Schutzbrille mit Seitenschutz tragen. Falls das Produkt verschluckt wurde, Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen. <p>Falls das Produkt in die Luftröhre gelangt, sofort einen Arzt konsultieren.</p> <ul style="list-style-type: none">Verwenden Sie nur die </div></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barreira protectora</div></div> |
| <div>Descripción del producto</div> <div>El sellador universal de dentina es un producto biocompatible, no-polimerizable, resina de alto peso molecular en un portador de etanol. <p>Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de las hojas de datos de seguridad antes de usarlos.</p> Forma(s) de presentación <ul style="list-style-type: none">leringa de administración de 1,2 ml. Punta de suministro: <ul style="list-style-type: none">Punta de cepillo Mini™ negra <div>Indicaciones de uso/Propósito previsto</div> <div>Universal Dentin Sealt sella los tubulos dentinarios expuestos frente a resinas irritantes, ácidos, cementos y productos químicos de restauración y puede utilizarse como un barniz convencional bajo restauraciones de amalgama. Se recomienda para aliviar la sensibilidad postoperatoria del alisado radicular y el raspado.</div> <div>Contraindicaciones <ul style="list-style-type: none">No utilizar en pacientes con sensibilidad conocida a las resinas. Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de seguridad de este producto disponible en ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien con agua la zona expuesta y pida al paciente que consulte a su médico. </div> <div>Advertencias y precauciones <ul style="list-style-type: none">Las resinas pueden ser sensibilizantes. Evite el contacto repetido de la resina dental no curada con la piel y/o los tejidos blandos. Si se produce una reacción alérgica, dermatitis o erupción, pida al paciente que consulte a su médico. </div> <div>El paciente y los profesionales dentales deben llevar gafas protectoras con protección lateral.</div> <p>Si se ingiere el producto, la persona debe beber grandes cantidades de agua y ponerse en contacto con un médico. Si</p></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Suojaava este</div></div> |
| <div>Tuotekuvas</div> <div>Universal Dentin Sealt pinnoitte on biohyönteispeiva, polymeroitumaton, korkeamolekyylipainoinen harsti etanolkantajassa. <p>Lue ja katso kaikki turvallisuusohjeet ja kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöö.</p> Toimitusmuoto (-muodot) <ul style="list-style-type: none">1,2 ml annostelusäiliö Vientikärki: <ul style="list-style-type: none">Black Mini™ harjakärki <div>Käyttöohjeet/käyttötarkoitus</div> <div>Universal Dentin Sealt sulkee paljasta dentinistä avoinneita käytäviä aineita härtäältä, hapoilta, sementeilta ja korjauksilta kemikaaleilta, ja sitä voidaan käyttää tavonamaisena kaviteetin lakkana amalgaamattyyden alla. Sitä suositellaan alikaviteetin välikaviteetin kovan juurenpintaon puhdistusta käsi-instrumentilla.</div> <div>Vasta-aiheet <ul style="list-style-type: none">Ei saa käyttää potillailla, joiden tiedetään olevan herkkiä hartseille. Jos potillailla tai käyttäjällä on allergiaoireita, katso tuotteen allergeenisuutta, joka on saatavilla osoitteessa ultradent.com. Jos allergia reaktio havaitaan, huuhtele altistunut alue huolellisesti vedellä ja pyydä potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriinsä. </div> <div>Varoitukset ja varotoimet</div> <div>Hartsit voivat olla herkkistäviä. Vältä kuvettumattoman hammashartsin osumaa kosketusta ihon ja/tai pehmytkudoksen kanssa. Jos allerginen reaktio, ihotulehdus tai ihotuma kehittyy, ota yhteyttä lääkäriin.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Potilaan ja hoitohenkilökunnan on käytettävä sivustavälikäsite varustususta suojaajia. <p>Jos tuotetta on nieltä, yu suuria määriä vettä ja ota yhteyttä lääkäriin. Jos tuotetta aspiroidaan, hakeudu välittömästi</p></div></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Zašitna barjera</div></div> |
| <div>Opis proizvoda</div> <div>Universal Dentin Sealt je biokompatibilna, nepolimerizirajuća smola visoke molekularne težine u etanolnom nosaču. <p>Za sve opisane proizvode pažljivo pročitaite i razumijte sve upute i SDS informacije prije uporabe.</p> Oblici(c) za dostavu <ul style="list-style-type: none">Štrcaljka za ispuštanje od 1,2 ml Vrh za dostavu: <ul style="list-style-type: none">Crna četka Black Mini™ <div>Indikacije za uporabu/namjena</div> <div>Universal Dentin Sealt brtvi izložene tubule dentine protiv jakih iritirajućih smola, kiselina, cementa i</div> <div>Kontraindikacije <ul style="list-style-type: none">Nemo koristiti na pacijentima s poznatom osjetljivošću na smole. Za pacijente ili korisnike koji imaju problema s alergijom, pogledajte dokument o alergijama dostupno na ultradent.com. Ako se primijeti alergijska reakcija, temeljito isperite izloženo područje vodom i neka se pacijent posavjetuje sa svojim liječnikom. </div> <div>Upozorenja i prije opreza <ul style="list-style-type: none">Smole mogu izazvati preosjetljivost. Izbjegavajte ponovni kontakt nestvrdnute dentalne smole s kožom ili mlakim tkivom. Ako se razvije alergijska reakcija, dermatitis ili osip, neka se pacijent posavjetuje sa svojim liječnikom. </div> <div>Pohrana i odlaganje</div> <p>Čuvati prema naljepnici vanjskog pakiranja. Odložite otpad u skladu s lokalnim pravilima, smjernicama i propisima.</p> <div>Druga informacije</div> <p>Prijavite svaki ozbiljan incident proizvođaču i nadležnom tijelu. ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200</p></div> |

| <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barrière protectrice</div> |
|---|
| |
| <div>Description du produit</div> <div>Universal Dentin Sealt est un produit biocompatible, non-polymérisable, de poids moléculaire élevé, dans un support d'éthanol. <p>Pour tous les produits décrits et avant toute utilisation, veuillez lire attentivement et veiller à bien comprendre toutes les instructions et les informations de la FDS.</p> Conditionnement <ul style="list-style-type: none">Seringue de 1,2 ml Conseil d'application : <ul style="list-style-type: none">Embout Black Mini™ Brush <div>Indications d'utilisation/objectif</div> <div>Universal Dentin Sealt scelle les résines irritantes, les acides, les ciments, et le peau des restaurations et peut être utilisé sous des restaurations à l'amalgame. Il est recommandé pour atténuer la sensibilité post-opératoire de la planification radiaire et de détartrage.</div> <div>Contre-indications <ul style="list-style-type: none">Ne pas utiliser sur des patients ayant une sensibilité connue aux résines. Pour les patients ou les utilisateurs ayant des problèmes d'allergie, se référer au document sur les allergènes du produit disponible sur ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincez abondamment la zone exposée à l'eau et consultez le patient de consulter son médecin. </div> <div>Mises en garde et précautions</div> <div>Les résines peuvent être sensibilisantes. Évitez tout contact répété de la résine dentaire non polymérisée avec la peau et/ou les tissus mous. En cas de réaction allergique, de dermatite ou d'éruption cutanée, demandez au patient de consulter son médecin.</div> <ul style="list-style-type: none">Le patient et les professionnels dentistes doivent porter des lunettes de protection avec écrans latéraux. <p>Si le produit est ingéré, buvez de grandes quantités d'eau et consultez un médecin. Si le produit est aspiré, consultez</p></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barreira de Proteção</div></div> |
| <div>Descrição do produto</div> <div>O Selante Universal de Dentina é uma resina biocompatível, não polimerizável e de alto peso molecular num transportador de etanol. <p>Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de os utilizar.</p> Forma de aplicação <ul style="list-style-type: none">Seringa de aplicação de 1,2 ml Ponta de entrega: <ul style="list-style-type: none">Ponta de aplicação com escova Black Mini™ <div>Indicações de uso/Finalidade pretendida</div> <div>O Selante Universal de Dentina sela os tubulos dentinarios expostos frente a resinas irritantes, ácidos, cimentos e produtos químicos restauradores e pode ser utilizado como um verniz cavitário convencional sob restaurações de amalgama. É recomendado para aliviar a pós-operatório de raspagem e alisamento radicular e a sensibilidade após destaratarizá-lo.</div> <div>Contraindicações <ul style="list-style-type: none">Não administrar em doentes com sensibilidade conhecida às resinas polimerizáveis. Para doentes ou utilizadores com problemas alérgicos, consulte o documento de segurança deste produto disponível em ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente com água a área exposta e solicite ao paciente que consulte o seu médico. </div> <div>Advertências e precauções</div> <div>As resinas podem ser sensibilizantes. Evitar o contacto repetido da resina dentária não polimerizada com a pele e/ou tecidos moles. Caso ocorra reação alérgica, dermatite, ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.</div> <ul style="list-style-type: none">Doentes e profissionais de medicina dentária devem usar óculos de proteção e protetores laterais. <p>Se o produto for ingerido, beba abundante quantidade de água e entre em contacto</p></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barriera de Protección</div></div> |
| <div>Descripción do produto</div> <div>O Selante Universal de Dentina é uma resina biocompatível, não polimerizável e de alto peso molecular num transportador de etanol. <p>Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de os utilizar.</p> Forma de aplicação <ul style="list-style-type: none">Seringa de aplicação de 1,2 ml Ponta de entrega: <ul style="list-style-type: none">Ponta de aplicação com escova Black Mini™ <div>Indicações de uso/Finalidade pretendida</div> <div>O Selante Universal de Dentina sela os tubulos dentinarios expostos frente a resinas irritantes, ácidos, cimentos e produtos químicos restauradores e pode ser utilizado como um verniz cavitário convencional sob restaurações de amalgama. É recomendado para aliviar o pós-operatório de raspagem e alisamento radicular e a sensibilidade após destaratarizá-lo.</div> <div>Contraindicações <ul style="list-style-type: none">Não administrar em doentes com sensibilidade conhecida às resinas polimerizáveis. Para doentes ou utilizadores com problemas alérgicos, consulte o documento de segurança deste produto disponível em ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente com água a área exposta e solicite ao paciente que consulte o seu médico. </div> <div>Advertências e precauções</div> <div>As resinas podem ser sensibilizantes. Evitar o contacto repetido da resina dentária não polimerizada com a pele e/ou tecidos moles. Caso ocorra reação alérgica, dermatite, ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.</div> <ul style="list-style-type: none">Doentes e profissionais de medicina dentária devem usar óculos de proteção e protetores laterais. <p>Se o produto for ingerido, beba abundante quantidade de água e entre em contacto</p></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barriera de Protección</div></div> |
| <div>Descrição do produto</div> <div>O Selante Universal de Dentina é uma resina biocompatível, não polimerizável e de alto peso molecular num transportador de etanol. <p>Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de os utilizar.</p> Forma de aplicação <ul style="list-style-type: none">Seringa de aplicação de 1,2 ml Ponta de entrega: <ul style="list-style-type: none">Ponta de aplicação com escova Black Mini™ <div>Indicações de uso/Finalidade pretendida</div> <div>O Selante Universal de Dentina sela os tubulos dentinarios expostos frente a resinas irritantes, ácidos, cimentos e produtos químicos restauradores e pode ser utilizado como um verniz cavitário convencional sob restaurações de amalgama. É recomendado para aliviar o pós-operatório de raspagem e alisamento radicular e a sensibilidade após destaratarizá-lo.</div> <div>Contraindicações <ul style="list-style-type: none">Não administrar em doentes com sensibilidade conhecida às resinas polimerizáveis. Para doentes ou utilizadores com problemas alérgicos, consulte o documento de segurança deste produto disponível em ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente com água a área exposta e solicite ao paciente que consulte o seu médico. </div> <div>Advertências e precauções</div> <div>As resinas podem ser sensibilizantes. Evitar o contacto repetido da resina dentária não polimerizada com a pele e/ou tecidos moles. Caso ocorra reação alérgica, dermatite, ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.</div> <ul style="list-style-type: none">Doentes e profissionais de medicina dentária devem usar óculos de proteção e protetores laterais. <p>Se o produto for ingerido, beba abundante quantidade de água e entre em contacto</p></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barriera de Protección</div></div> |
| <div>Descrição do produto</div> <div>O Selante Universal de Dentina é uma resina biocompatível, não polimerizável e de alto peso molecular num transportador de etanol. <p>Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de os utilizar.</p> Forma de aplicação <ul style="list-style-type: none">Seringa de aplicação de 1,2 ml Ponta de entrega: <ul style="list-style-type: none">Ponta de aplicação com escova Black Mini™ <div>Indicações de uso/Finalidade pretendida</div> <div>O Selante Universal de Dentina sela os tubulos dentinarios expostos frente a resinas irritantes, ácidos, cimentos e produtos químicos restauradores e pode ser utilizado como um verniz cavitário convencional sob restaurações de amalgama. É recomendado para aliviar o pós-operatório de raspagem e alisamento radicular e a sensibilidade após destaratarizá-lo.</div> <div>Contraindicações <ul style="list-style-type: none">Não administrar em doentes com sensibilidade conhecida às resinas polimerizáveis. Para doentes ou utilizadores com problemas alérgicos, consulte o documento de segurança deste produto disponível em ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente com água a área exposta e solicite ao paciente que consulte o seu médico. </div> <div>Advertências e precauções</div> <div>As resinas podem ser sensibilizantes. Evitar o contacto repetido da resina dentária não polimerizada com a pele e/ou tecidos moles. Caso ocorra reação alérgica, dermatite, ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.</div> <ul style="list-style-type: none">Doentes e profissionais de medicina dentária devem usar óculos de proteção e protetores laterais. <p>Se o produto for ingerido, beba abundante quantidade de água e entre em contacto</p></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barriera de Protección</div></div> |
| <div>Descrição do produto</div> <div>O Selante Universal de Dentina é uma resina biocompatível, não polimerizável e de alto peso molecular num transportador de etanol. <p>Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de os utilizar.</p> Forma de aplicação <ul style="list-style-type: none">Seringa de aplicação de 1,2 ml Ponta de entrega: <ul style="list-style-type: none">Ponta de aplicação com escova Black Mini™ <div>Indicações de uso/Finalidade pretendida</div> <div>O Selante Universal de Dentina sela os tubulos dentinarios expostos frente a resinas irritantes, ácidos, cimentos e produtos químicos restauradores e pode ser utilizado como um verniz cavitário convencional sob restaurações de amalgama. É recomendado para aliviar o pós-operatório de raspagem e alisamento radicular e a sensibilidade após destaratarizá-lo.</div> <div>Contraindicações <ul style="list-style-type: none">Não administrar em doentes com sensibilidade conhecida às resinas polimerizáveis. Para doentes ou utilizadores com problemas alérgicos, consulte o documento de segurança deste produto disponível em ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente com água a área exposta e solicite ao paciente que consulte o seu médico. </div> <div>Advertências e precauções</div> <div>As resinas podem ser sensibilizantes. Evitar o contacto repetido da resina dentária não polimerizada com a pele e/ou tecidos moles. Caso ocorra reação alérgica, dermatite, ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.</div> <ul style="list-style-type: none">Doentes e profissionais de medicina dentária devem usar óculos de proteção e protetores laterais. <p>Se o produto for ingerido, beba abundante quantidade de água e entre em contacto</p></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barriera de Protección</div></div> |
| <div>Descrição do produto</div> <div>O Selante Universal de Dentina é uma resina biocompatível, não polimerizável e de alto peso molecular num transportador de etanol. <p>Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de os utilizar.</p> Forma de aplicação <ul style="list-style-type: none">Seringa de aplicação de 1,2 ml Ponta de entrega: <ul style="list-style-type: none">Ponta de aplicação com escova Black Mini™ <div>Indicações de uso/Finalidade pretendida</div> <div>O Selante Universal de Dentina sela os tubulos dentinarios expostos frente a resinas irritantes, ácidos, cimentos e produtos químicos restauradores e pode ser utilizado como um verniz cavitário convencional sob restaurações de amalgama. É recomendado para aliviar o pós-operatório de raspagem e alisamento radicular e a sensibilidade após destaratarizá-lo.</div> <div>Contraindicações <ul style="list-style-type: none">Não administrar em doentes com sensibilidade conhecida às resinas polimerizáveis. Para doentes ou utilizadores com problemas alérgicos, consulte o documento de segurança deste produto disponível em ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente com água a área exposta e solicite ao paciente que consulte o seu médico. </div> <div>Advertências e precauções</div> <div>As resinas podem ser sensibilizantes. Evitar o contacto repetido da resina dentária não polimerizada com a pele e/ou tecidos moles. Caso ocorra reação alérgica, dermatite, ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.</div> <ul style="list-style-type: none">Doentes e profissionais de medicina dentária devem usar óculos de proteção e protetores laterais. <p>Se o produto for ingerido, beba abundante quantidade de água e entre em contacto</p></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barriera de Protección</div></div> |
| <div>Descrição do produto</div> <div>O Selante Universal de Dentina é uma resina biocompatível, não polimerizável e de alto peso molecular num transportador de etanol. <p>Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de os utilizar.</p> Forma de aplicação <ul style="list-style-type: none">Seringa de aplicação de 1,2 ml Ponta de entrega: <ul style="list-style-type: none">Ponta de aplicação com escova Black Mini™ <div>Indicações de uso/Finalidade pretendida</div> <div>O Selante Universal de Dentina sela os tubulos dentinarios expostos frente a resinas irritantes, ácidos, cimentos e produtos químicos restauradores e pode ser utilizado como um verniz cavitário convencional sob restaurações de amalgama. É recomendado para aliviar o pós-operatório de raspagem e alisamento radicular e a sensibilidade após destaratarizá-lo.</div> <div>Contraindicações <ul style="list-style-type: none">Não administrar em doentes com sensibilidade conhecida às resinas polimerizáveis. Para doentes ou utilizadores com problemas alérgicos, consulte o documento de segurança deste produto disponível em ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente com água a área exposta e solicite ao paciente que consulte o seu médico. </div> <div>Advertências e precauções</div> <div>As resinas podem ser sensibilizantes. Evitar o contacto repetido da resina dentária não polimerizada com a pele e/ou tecidos moles. Caso ocorra reação alérgica, dermatite, ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.</div> <ul style="list-style-type: none">Doentes e profissionais de medicina dentária devem usar óculos de proteção e protetores laterais. <p>Se o produto for ingerido, beba abundante quantidade de água e entre em contacto</p></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barriera de Protección</div></div> |
| <div>Descrição do produto</div> <div>O Selante Universal de Dentina é uma resina biocompatível, não polimerizável e de alto peso molecular num transportador de etanol. <p>Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de os utilizar.</p> Forma de aplicação <ul style="list-style-type: none">Seringa de aplicação de 1,2 ml Ponta de entrega: <ul style="list-style-type: none">Ponta de aplicação com escova Black Mini™ <div>Indicações de uso/Finalidade pretendida</div> <div>O Selante Universal de Dentina sela os tubulos dentinarios expostos frente a resinas irritantes, ácidos, cimentos e produtos químicos restauradores e pode ser utilizado como um verniz cavitário convencional sob restaurações de amalgama. É recomendado para aliviar o pós-operatório de raspagem e alisamento radicular e a sensibilidade após destaratarizá-lo.</div> <div>Contraindicações <ul style="list-style-type: none">Não administrar em doentes com sensibilidade conhecida às resinas polimerizáveis. Para doentes ou utilizadores com problemas alérgicos, consulte o documento de segurança deste produto disponível em ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente com água a área exposta e solicite ao paciente que consulte o seu médico. </div> <div>Advertências e precauções</div> <div>As resinas podem ser sensibilizantes. Evitar o contacto repetido da resina dentária não polimerizada com a pele e/ou tecidos moles. Caso ocorra reação alérgica, dermatite, ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.</div> <ul style="list-style-type: none">Doentes e profissionais de medicina dentária devem usar óculos de proteção e protetores laterais. <p>Se o produto for ingerido, beba abundante quantidade de água e entre em contacto</p></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barriera de Protección</div></div> |
| <div>Descrição do produto</div> <div>O Selante Universal de Dentina é uma resina biocompatível, não polimerizável e de alto peso molecular num transportador de etanol. <p>Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de os utilizar.</p> Forma de aplicação <ul style="list-style-type: none">Seringa de aplicação de 1,2 ml Ponta de entrega: <ul style="list-style-type: none">Ponta de aplicação com escova Black Mini™ <div>Indicações de uso/Finalidade pretendida</div> <div>O Selante Universal de Dentina sela os tubulos dentinarios expostos frente a resinas irritantes, ácidos, cimentos e produtos químicos restauradores e pode ser utilizado como um verniz cavitário convencional sob restaurações de amalgama. É recomendado para aliviar o pós-operatório de raspagem e alisamento radicular e a sensibilidade após destaratarizá-lo.</div> <div>Contraindicações <ul style="list-style-type: none">Não administrar em doentes com sensibilidade conhecida às resinas polimerizáveis. Para doentes ou utilizadores com problemas alérgicos, consulte o documento de segurança deste produto disponível em ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente com água a área exposta e solicite ao paciente que consulte o seu médico. </div> <div>Advertências e precauções</div> <div>As resinas podem ser sensibilizantes. Evitar o contacto repetido da resina dentária não polimerizada com a pele e/ou tecidos moles. Caso ocorra reação alérgica, dermatite, ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.</div> <ul style="list-style-type: none">Doentes e profissionais de medicina dentária devem usar óculos de proteção e protetores laterais. <p>Se o produto for ingerido, beba abundante quantidade de água e entre em contacto</p></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barriera de Protección</div></div> |
| <div>Descrição do produto</div> <div>O Selante Universal de Dentina é uma resina biocompatível, não polimerizável e de alto peso molecular num transportador de etanol. <p>Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de os utilizar.</p> Forma de aplicação <ul style="list-style-type: none">Seringa de aplicação de 1,2 ml Ponta de entrega: <ul style="list-style-type: none">Ponta de aplicação com escova Black Mini™ <div>Indicações de uso/Finalidade pretendida</div> <div>O Selante Universal de Dentina sela os tubulos dentinarios expostos frente a resinas irritantes, ácidos, cimentos e produtos químicos restauradores e pode ser utilizado como um verniz cavitário convencional sob restaurações de amalgama. É recomendado para aliviar o pós-operatório de raspagem e alisamento radicular e a sensibilidade após destaratarizá-lo.</div> <div>Contraindicações <ul style="list-style-type: none">Não administrar em doentes com sensibilidade conhecida às resinas polimerizáveis. Para doentes ou utilizadores com problemas alérgicos, consulte o documento de segurança deste produto disponível em ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente com água a área exposta e solicite ao paciente que consulte o seu médico. </div> <div>Advertências e precauções</div> <div>As resinas podem ser sensibilizantes. Evitar o contacto repetido da resina dentária não polimerizada com a pele e/ou tecidos moles. Caso ocorra reação alérgica, dermatite, ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.</div> <ul style="list-style-type: none">Doentes e profissionais de medicina dentária devem usar óculos de proteção e protetores laterais. <p>Se o produto for ingerido, beba abundante quantidade de água e entre em contacto</p></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barriera de Protección</div></div> |
| <div>Descrição do produto</div> <div>O Selante Universal de Dentina é uma resina biocompatível, não polimerizável e de alto peso molecular num transportador de etanol. <p>Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de os utilizar.</p> Forma de aplicação <ul style="list-style-type: none">Seringa de aplicação de 1,2 ml Ponta de entrega: <ul style="list-style-type: none">Ponta de aplicação com escova Black Mini™ <div>Indicações de uso/Finalidade pretendida</div> <div>O Selante Universal de Dentina sela os tubulos dentinarios expostos frente a resinas irritantes, ácidos, cimentos e produtos químicos restauradores e pode ser utilizado como um verniz cavitário convencional sob restaurações de amalgama. É recomendado para aliviar o pós-operatório de raspagem e alisamento radicular e a sensibilidade após destaratarizá-lo.</div> <div>Contraindicações <ul style="list-style-type: none">Não administrar em doentes com sensibilidade conhecida às resinas polimerizáveis. Para doentes ou utilizadores com problemas alérgicos, consulte o documento de segurança deste produto disponível em ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente com água a área exposta e solicite ao paciente que consulte o seu médico. </div> <div>Advertências e precauções</div> <div>As resinas podem ser sensibilizantes. Evitar o contacto repetido da resina dentária não polimerizada com a pele e/ou tecidos moles. Caso ocorra reação alérgica, dermatite, ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.</div> <ul style="list-style-type: none">Doentes e profissionais de medicina dentária devem usar óculos de proteção e protetores laterais. <p>Se o produto for ingerido, beba abundante quantidade de água e entre em contacto</p></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barriera de Protección</div></div> |
| <div>Descrição do produto</div> <div>O Selante Universal de Dentina é uma resina biocompatível, não polimerizável e de alto peso molecular num transportador de etanol. <p>Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de os utilizar.</p> Forma de aplicação <ul style="list-style-type: none">Seringa de aplicação de 1,2 ml Ponta de entrega: <ul style="list-style-type: none">Ponta de aplicação com escova Black Mini™ <div>Indicações de uso/Finalidade pretendida</div> <div>O Selante Universal de Dentina sela os tubulos dentinarios expostos frente a resinas irritantes, ácidos, cimentos e produtos químicos restauradores e pode ser utilizado como um verniz cavitário convencional sob restaurações de amalgama. É recomendado para aliviar o pós-operatório de raspagem e alisamento radicular e a sensibilidade após destaratarizá-lo.</div> <div>Contraindicações <ul style="list-style-type: none">Não administrar em doentes com sensibilidade conhecida às resinas polimerizáveis. Para doentes ou utilizadores com problemas alérgicos, consulte o documento de segurança deste produto disponível em ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente com água a área exposta e solicite ao paciente que consulte o seu médico. </div> <div>Advertências e precauções</div> <div>As resinas podem ser sensibilizantes. Evitar o contacto repetido da resina dentária não polimerizada com a pele e/ou tecidos moles. Caso ocorra reação alérgica, dermatite, ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.</div> <ul style="list-style-type: none">Doentes e profissionais de medicina dentária devem usar óculos de proteção e protetores laterais. <p>Se o produto for ingerido, beba abundante quantidade de água e entre em contacto</p></div> |
| <div> <div>Universal Dentin Sealt</div> <div>Barriera de Protección</div></div> |
| <div>Descrição do produto</div> <div>O Selante Universal de Dentina é uma resina biocompatível, não polimerizável e de alto peso molecular num transportador de etanol. <p>Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de os utilizar.</p> Forma de aplicação <ul style="list-style-type: none">Seringa de aplicação de 1,2 ml Ponta de entrega: <ul style="list-style-type: none">Ponta de aplicação com escova Black Mini™ <div>Indicações de uso/Finalidade pretendida</div> <div>O Selante Universal de Dentina sela os tubulos dentinarios expostos frente a resinas irritantes, ácidos, cimentos e produtos químicos restauradores e pode ser utilizado como um verniz cavitário convencional sob restaurações de amalgama. É recomendado para aliviar o pós-operatório de raspagem e alisamento radicular e a sensibilidade após destaratarizá-lo.</div> <div>Contraindicações <ul style="list-style-type: none">Não administrar em doentes com sensibilidade conhecida às resinas polimerizáveis. Para doentes ou utilizadores com problemas alérgicos, consulte o documento de segurança deste produto disponível em ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente com água a área exposta e solicite ao paciente que consulte o seu médico. </div> <div>Advertências e precauções</div> </div> |

