

Las opiniones de usuarios:

"En un solo día pude hacer 11 mock-up que no formaban parte del programa original, a menudo surgen casos nuevos que son aceptados. No quisiera trabajar sin ellos ahora".

-Dr. Chad Wagener, DDS

"Excelente herramienta para crear bellas restauraciones anteriores, de una manera rápida y sencilla."

-Dr. Gary M. Radz, DDS

"La simplicidad de Uveneer es absolutamente increíble, ¿por qué no lo pensé antes?"

-Dr. John C. Comisi, DDS, MAGD

"Uveneer facilita la práctica de la odontología en casos de estética anterior, más fácil, más rápido y mejor."

-Dr. George Freedman, DDS



UVKV3 Uveneer Kit
16 x Moldes medianos para arcadas superior e inferior
16 x Moldes grandes para arcadas superior e inferior

Los moldes medianos y grandes incluyen 2 incisivos centrales, 2 incisivos laterales, 2 caninos y 2 premolares para las arcadas superior e inferior.



UVKEV1 Uveneer Extra Kit
6 x Moldes Extra grandes para arcada superior anterior
6 x Moldes grandes para arcada superior anterior
6 x Moldes medianos para arcada superior anterior
6 x Moldes cuadrados para arcada superior anterior

UVKEXLSQV1 Uveneer Extra XL & SQ Kit
6 x Moldes Extra grandes para arcada superior anterior
6 x Moldes cuadrados para arcada superior anterior

UVKELMV1 Uveneer Extra L & M Kit
6 x Moldes grandes para arcada superior anterior
6 x Moldes medianos para arcada superior anterior

¡Síguenos!

¡Únase al grupo de Facebook Uveneer para compartir casos, aprender técnicas y hacer preguntas al Dr. Sigal Jacobson!

[facebook.com/groups/uveneer](https://www.facebook.com/groups/uveneer)

Siga la marca Uveneer para obtener noticias, actualizaciones y videos.

[facebook.com/uveneerdentist](https://www.facebook.com/uveneerdentist)

SISTEMA DE MOLDES PARA RESTAURACIONES ANTERIORES CON COMPOSITE



Simple y Versátil

La familia Uveneer® al completo

Los sistemas de plantillas Uveneer y Uveneer Extra® son únicos, mínimamente invasivos y crean una preciosas carillas de resinas compuestas directas, con forma y simetría predecibles. Imitan la dentición natural y están diseñadas para crear restauraciones anteriores de alta calidad en una sola visita. También se pueden usar para mock-up cosméticos, para una selección de tonos y como temporales durante la creación de carillas de porcelana.



Los moldes Uveneer aseguran una bella simetría



Consiga sonrisas únicas y naturales con Uveneer Extra



Moldes anteriores, superiores e inferiores, en tamaños Mediano y Grande, los cuales:

- Crea restauraciones compuestas predecibles y reproducibles
- Prevenir la capa de inhibición de oxígeno durante el curado, el resultado es una superficie dura y brillante
- Para un curado efectivo, permita que la luz pase a través del molde hasta el composite.
- Trabaje con cualquier composite, use su composite preferido.
- Retiré fácilmente la resina compuesta curada
- Permite la aplicación en dientes individuales o múltiples
- Son autoclavables* y reutilizables, lo que los hace una opción rentable

* La base negra y las tapas transparentes NO son autoclavables. Solo los moldes son autoclavables. Consulte las instrucciones de uso para obtener más información.

Los moldes Uveneer Extra brindan la opción de cuatro nuevos diseños para anteriores superiores: Extra grande, grande, mediano y cuadrado. Estos nuevos diseños complementan los moldes originales Uveneer, y además:

- Crear contornos de aspecto natural en restauraciones de composite.
- Requiere un ajuste o pulido mínimo, ahorrando tiempo
- Imita la anatomía del diente real para obtener resultados auténticos y naturales.
- Se moldean según los dientes escaneados previamente
- Agrega un gran potencial único en la sonrisa del paciente
- Posee todas las cualidades confiables de los moldes originales Uveneer, pero con un nuevo diseño



L - Grande superior L - Grande inferior

M - Mediano superior M - Mediano inferior

XL - Extra grande

L - Grande

M - Mediano

SQ - Cuadrado