

VALO™ X

LÁMPARA LED PARA FOTOPOLIMERIZACIÓN



LA NUEVA GENERACIÓN
EN LÁMPARAS LED

NEW!

COMPLETAMENTE REDISEÑADA

- Construida desde cero para crear la lámpara de LED más innovadora posible

ALUMINIO AEROSPAECIAL DE ALTO GRADO

- El diseño de un solo cuerpo es excepcionalmente duradero y facilita la eliminación del calor

MAYOR TAMAÑO DE LENTE

- La lente de 12,5 mm cubre cualquier tamaño de diente manteniendo la accesibilidad y comodidad del paciente

INTERFAZ SIMPLIFICADA

- Los modos de fotopolimerización o diagnóstico se activan mediante botones o con la función acelerómetro

MULTI CONFIGURACIÓN

- Puede usarse con cable o inalámbrica (batería y cable adaptador incluidos)

5 AÑOS DE GARANTÍA

- Única lámpara LED con 5 años de garantía del fabricante

FUNCIÓN ACCELERÓMETRO

- Le permite moverse rápida y fácilmente a través de los modos de fotopolimerización y diagnóstico

CONJUNTO DE 12 LEDS

- Proporciona luz de alta intensidad con amplia profundidad de fotopolimerización

MODOS DE LUZ PARA FOTOPOLIMERIZACIÓN: Potencia normal, Potencia Extra | **MODOS DE LUZ PARA DIAGNÓSTICO:** Luz de ayuda blanca para diagnóstico, Luz de ayuda negra para diagnóstico

USO ENTRE LOS DIFERENTES MODOS



MODOS DE FOTOPOLIMERIZACIÓN:
Mueva la VALO X hacia adelante como un "movimiento de tambor" para pasar de un programa de fotopolimerización al otro.



MODOS DE LUZ PARA DIAGNÓSTICO:
Mueva la VALO X con un movimiento lateral para pasar de un programa de diagnóstico al otro.

LENTES ACCESORIAS INCLUIDAS

2 LENTES DE FOTOPOLIMERIZACIÓN



Lente PointCure™ Lente ProxiCure™ bola

3 LENTES DE DIAGNÓSTICO



Lente TransLume™ Lente Interproximal Lente Difusor

5973 - VALO™ X Kit

- 1 Lámpara de Fotopolimerización LED VALO™ X
- 5 Lentes accesorias.
- 2 Baterías recargables.
- 1 Cargador de batería.
- 1 Fuente de alimentación (para cargador de batería o adaptador de cable)
- 1 Adaptador de cable.
- 1 Soporte para pieza de mano.
- 1 Pantalla protectora de luz
- 1 Muestras de fundas protectoras

Accesorios

- 4951** Cargador de Batería VALO™ X
- 4952** Fuente de alimentación con enchufes universales
- 5189** Cable Adaptador VALO™
- 5437** Baterías VALO™ X (2 Unidades)
- 4665** Fundas de protección desechables para VALO™ X (100 Unidades)