

VALO™



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN LED



LA LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN REIVENTADA

¡NUEVA!

COMPLETAMENTE REDISEÑADA

- Reconstruida desde cero para crear la lámpara de fotopolimerización más innovadora

LENTE MÁS GRANDE

- Lente de 12.5 mm que cubre cualquier diente mientras mantiene la accesibilidad y la comodidad del paciente

CONFIGURACIÓN MÚLTIPLE

- Puede ser usada como alámbrica e inalámbrica (la batería y el cable están incluidos en el kit)

FUNCIÓN DE ACCELERÓMETRO

- Permite cambiar entre los modos de fotocurado y diagnóstico rápida y fácilmente

ALUMINIO AEROSPAECIAL DE ALTO GRADO

- El diseño unicuerpo es excepcionalmente duradero y permite un excelente manejo térmico

INTERFAZ SIMPLIFICADA

- Los modos de curado y diagnóstico se indican, operan y activan con los botones superior e inferior o mediante la función de acelerómetro

5 AÑOS DE GARANTÍA

- Incluye una garantía del fabricante de 5 años

12 DIODOS EMISORES DE LUZ

- Proporciona luz de banda ancha de alta intensidad para una excelente uniformidad del haz, profundidad de curado y colimación del haz.

MODOS DE CURADO: Potencia Estándar y Potencia Xtra | MODOS DE LUZ DE DIAGNÓSTICO: Modo de diagnóstico de luz negra y de luz blanca

CAMBIAR ENTRE MODOS




MODOS DE CURADO:
Agite la lámpara VALO X hacia adelante para acceder y cambiar entre los modos de curado.



MODOS DE LUZ DE DIAGNÓSTICO: Mueva la lámpara VALO X hacia los lados para acceder y cambiar entre los modos de luz de diagnóstico.

LENTES ACCESORIOS INCLUIDOS

DOS LENTES DE CURADO



Lente PointCure™

Lente ProxiCure™

TRES LENTES DE DIAGNÓSTICO



Lente TransLume™

Lente Interproximal

Lente Difusor

5973 - Kit de VALO X

1 x Lámpara LED de fotopolimerización VALO™ X

- 5 x Lentes accesorios
- 2 x Baterías recargables
- 1 x Cargador de baterías
- 1 x Fuente de alimentación de la unidad de carga
- 1 x Adaptador del cable
- 1 x Soporte de la pieza de mano
- 1 x Protector de luz azul

Accesorios

- 4951** Cargador de baterías VALO X
- 4952** Fuente de alimentación
- 5189** Cable ensamblado VALO X
- 5437** Baterías VALO X 2pk
- 4665** Fundas protectoras VALO X 100pk