

VALO™ X

BROADBAND LED CURING LIGHT



NUEVOS COLORES
MISMA POTENCIA
IMPRESIONANTE

NUEVOS COLORES

- Ahora puede expresar su estilo individual en el consultorio con un color vibrante y atemporal.

ALUMINIO AEROSPAECIAL DE ALTO GRADO

- El diseño unicuerpo es excepcionalmente duradero y permite un excelente manejo térmico

LENTE MÁS GRANDE

- Lente de 12.5 mm que cubre cualquier diente mientras mantiene la accesibilidad y la comodidad del paciente

INTERFAZ SIMPLIFICADA

- Los modos de curado y diagnóstico se indican, operan y activan con los botones superior e inferior o mediante la función de acelerómetro

FUNCIÓN DE ACCELERÓMETRO

- Permite cambiar entre los modos de fotocurado y diagnóstico rápida y fácilmente

12 DIODOS EMISORES DE LUZ

- Proporciona luz de banda ancha de alta intensidad para una excelente uniformidad del haz, profundidad de curado y colimación del haz

CONFIGURACIÓN MÚLTIPLE

- Puede ser usada como alámbrica e inalámbrica (la batería y el cable están incluidos en el kit)

5 AÑOS DE GARANTÍA

- Incluye una garantía del fabricante de 5 años

MODOS DE CURADO: Potencia Estándar y Potencia Xtra | MODOS DE LUZ DE DIAGNÓSTICO: Modo de diagnóstico de luz negra y de luz blanca

CAMBIAR ENTRE MODOS



MODOS DE CURADO:
Agite la lámpara VALO X hacia adelante para acceder y cambiar entre los modos de curado.



MODOS DE LUZ DE DIAGNÓSTICO: Mueva la lámpara VALO X hacia los lados para acceder y cambiar entre los modos de luz de diagnóstico.

LENTES ACCESORIOS

DOS LENTES DE CURADO



Lente ProxiCure™ Lente PointCure™

TRES LENTES DE DIAGNÓSTICO



Lente TransLume™ Lente Difusor Lente Interproximal

VALO X Colors Kit

- 1 x Lámpara de fotopolimerización VALO X
- 1 x Lente Difusor
- 2 x Baterías recargables
- 1 x Cargador de Baterías
- 1 x Protector de luz azul
- 1 x Paquete de muestra de fundas protectoras
- 1 x Fuente de alimentación de la unidad de carga

- 6496 Red
- 6497 Pink
- 6498 Gray
- 6499 Green
- 6519 Blue
- 6538 Purple
- 6539 Black

VALO X Kit



- 1 x Lámpara LED de fotopolimerización VALO™ X
- 5 x Lentes accesorios
- 2 x Baterías recargables
- 1 x Cargador de baterías
- 1 x Fuente de alimentación de la unidad de carga
- 1 x Adaptador del cable
- 1 x Soporte de la pieza de mano
- 1 x Protector de luz azul
- 1 x Paquete de muestra de fundas protectoras

Accesorios

- 4951 Cargador de baterías VALO X
- 4952 Fuente de alimentación
- 5189 Cable ensamblado VALO X

- 5437 Baterías VALO X 2pk
- 4665 Fundas protectoras VALO X 100pk