

Forma™

ZIRCONIA NANO-HYBRID COMPOSITE

- Consistencia para un fácil manejo y pulido
- Zirconia Nanohíbrida
- Fluorescencia Natural

OneStepColor.

32
COLORES

DENTINA
CUERPO
ESMALTE
COLORES DE EFECTO



KleenSleeve™

Es una ingeniosa cubierta interna que mantiene la resina dentro del tubo, asegurando que el color no se contamine.



Jeringa ergonómica

Control total con una sola mano: fácil de abrir.



SU MEJOR OPCIÓN PARA CUALQUIER RESTAURACIÓN.


La resina **FORMA™** ofrece el equilibrio ideal entre restauraciones directas y el color natural del diente con un solo tono de cuerpo (**OneStepColor**), se adapta con el tono o color de los dientes adyacentes. Para restauraciones que requieren estratificación, la resina **FORMA** también ofrece tonos de Dentina, Esmalte y efecto con diferentes niveles de translucidez. Formulada con zirconia y trifluoruro de iterbio, todos los tonos de **FORMA** tienen excelentes propiedades ópticas y mecánicas: translucidez, opacidad, fluorescencia y resistencia para sus restauraciones.

Consistencia



- Suave y fácil de moldear
- No se adhiere a los instrumentos
- No se oscurece
- Amplio tiempo de trabajo

Alto brillo




- Alta estética de pulido
- Asombroso brillo superficial
- Alta retención de pulido

Fluorescencia Natural



- Balance ideal entre translucidez y opacidad
- Fluoresce de modo muy similar al diente natural

Descubra los colores disponibles:



Kits diseñados para adaptarse a sus necesidades



Caso clínico Cierre de diastema



Colores FORMA utilizados

Courtesía del Dr. Rafael Calixto



¡YA ESTÁ AQUÍ LA SENCILLA GUÍA PASO A PASO PARA PULIR SU RESINA FORMA™!



NUEVO SISTEMA DE PULIDO PARA RESINA COMPUESTA FORMA.

¡SIGA LAS INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS!

