

new

VALO™ GRAND

LENTI VALO GRAND
Una sola lampada,
molteplici funzioni!

LENTE PROXICURE™



LENTE POINTCURE™



LENTE BLACK LIGHT



LENTE INTERPROXIMAL



LENTE TRANSLUME™



LENTE WHITE LIGHT



VALO™

BROADBAND LED CURING LIGHT

© Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

5 ANNI GARANZIA

+10 ANNI DI INNOVAZIONE

LENTI PER LA FOTOPOLIMERIZZAZIONE



LENTE POINTCURE™

Lente di 2,5 mm di diametro, ideale per piccoli restauri in composito, fissaggio di faccette e corone in ceramica traslucenti



LENTE PROXICURE™

Mantiene la matrice sezionale in posizione durante la polimerizzazione del punto di contatto in una cavità di II classe

LENTI DIAGNOSTICHE



LENTE TRANSLUME™

Aiuta nel rilevamento di fessure o difetti nei denti o nei restauri



LENTE BLACK LIGHT

Evidenza la fluorescenza di diversi materiali dentali



LENTE WHITE LIGHT

Fornisce una luce naturale bianca per facilitare l'individuazione del colore



LENTE INTERPROXIMAL

Lente collimata con diametro di 1 mm per l'individuazione di carie interprossimali