

HALOTM

SISTEMA DI MATRICI SEZIONALI



Harika Sonuçlar
Daha Kısa Sürede

Kullanımı kolay Halo bölgesel matris sistemi, daha kısa sürede güzel, anatomik olarak şekillendirilmiş kompozit restorasyonlar oluşturmanızı sağlar.

HALO™

BÖLGESEL MATRİS SİSTEMİ

Halo sistemi, restorasyonunuzu şekillendirmek ve bitirmek için daha az zaman harçayabilmeniz için anatomik olarak şekillendirilmiş konturlar oluşturur ve kalıcı olarak sıkı kontaklar sağlayarak, restorasyonunuzun hem sizin hem de hastanızın beklediği gibi uzun ömürlü olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Nikel titanyum yüzüğün gücü ve kamaların sunduğu aktif kamalama sayesinde maksimum diş ayrımı elde edilir. Bu ideal ayırma sistemi, tek bir dişi veya sırt sırta restorasyonları kolaylıkla restore etmenizi sağlar.

Halo yüzüğünün benzersiz gaga tasarımı, bandın gingival marjinden marjinal sırta kadar preparasyona tamamen uyum sağlamasına olanak tanır ve büyük preparasyonlarda bile şeklini korumasına yardımcı olarak, kalıcı anatomik şekilli restorasyonlar elde etmenize yardımcı olur.

Restorasyonlarınız ideal kontaklara ve anatomik kurvatüre sahip olduğunda, şekillendirme ve bitirme için harcanan sürenin azaldığını göreceksiniz. Halo sistemi bunu her restorasyonda yapar.



HALO bölgesel matris sistemi, nikel titanyum yüzükler, paslanmaz çelik matris bantlar ve kamalar içerir. Bileşenlerin her biri kalıcı, anatomik şekilli restorasyonlar oluşturmak için birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.



Nİ-Tİ YÜZÜKLER

- Süper elastik nikel titanyum metal, uygulamalar sırasında gücünü korur, döngüsel yorgunluğu azaltır
- 1000 defadan fazla kullanılabilir
- Cam dolgulu naylon dişleri, kolayca kırılmaz ve preparasyonun içine çökerek yetersiz konturlu restorasyonlar oluşturmaz
- Yüzük konturları, bandı doğal ve anatomik bir şekilde sabitleyerek kompozit fazlalığını engellemeye ve bitim işlemleri için zamanı azaltmaya yardımcı olur
- Üst üste yerleştirilebilir tasarım, MOD'lerde ve diğer Sınıf-2 restorasyonlarda kullanıma izin verir
- Sırt sırta restorasyonlar için ideal ayrılma sağlar



MATRİS BANTLARI

- İdeal kontaklar için anatomik olarak şekillendirilmiş
- Marjinal çıkıntısız kavis, ideal oklüzal embasürü oluşturarak bitim işlemlerini azaltır
- Kolay yerleştirme için presel delikleri
- Bükülebilir tırnak, daha fazla görünürlük ile kolay yerleştirme ve çıkarma sağlar
- Original bantlar daha fazla adapte olabilirlik ve daha iyi cilalanma sağlarken, Firm bantlar deformasyona direnir ve sıkı interproksimal alanlar için idealdir.
- Original ve Firm bantlar 0,038 mm'lik ultra ince bantlardan oluşur
- Paslanmaz çelik



KAMALAR

- Aktif kamalama, papillada daha az travma ile gelişmiş ayrılma sağlar
- Oyuklu ve üst üste yerleştirilebilen tasarımları, kolay yerleştirilme ve gerektiğinde birden fazla kama kullanımı sağlar
- Hızlı ve kolay tanıma için boyuta göre renk kodlu
- Katlanabilir merkezleri, preparasyona daha fazla adapte olabilmelerini sağlar.



KARUSEL DAĞITICI

- Eşsiz, kullanımı kolay karusel dağıtıcı ile düzenli kalın
- Kazara düşmelerde bantların ve kamaların dökülüp saçılmasına engel olur, zaman tasarrufu sağlar
- Bir yüzey dezenfektanı ile kolayca temizlenebilir



4831 HALO KIT - Original Bantlar

2 x Universal yüzükler

25 x her boyutta matris bantları

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm

25 x her boyutta kama S, M, L

1 x HALO karuseli

1 x Forseps

1 x Presel

4832 HALO INTRO KIT - Original Bantlar

2 anelli universali

25 x her boyutta matris bantları

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm

25 x her boyutta kama S, M, L

1 x HALO karuseli

4833 HALO INTRO KIT - Firm Non-stick Bantlar

2 anelli universali

20 x her boyutta matris bantları

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm

25 x her boyutta kama S, M, L

1 x HALO karuseli

4835 HALO MINI KIT - Original Bantlar

2 anelli universali

5 x her boyutta matris bantları

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm

5 x her boyutta kama S, M, L

1 x HALO karuseli

4834 HALO INTRO KIT - Firm Bantlar

2 anelli universali

25 x her boyutta matris bantları

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm

25 x her boyutta kama S, M, L

1 x HALO karuseli

HALO Original Bantlar



Boyut	50 ad	100 ad
3,5 mm	5448	5449
4,5 mm	5450	5451
5,5 mm	5452	5453
6,5 mm	5454	5455
7,5 mm	5456	5457

HALO Firm Bantlar



Boyut	50 pz	100 pz
3,5 mm	5059	—
4,5 mm	5062	5063
5,5 mm	5064	5065
6,5 mm	5066	5067
7,5 mm	5068	—

HALO Firm Non-Stick Bantlar



Boyut	50 pz	100 pz
3,5 mm	5049	—
4,5 mm	5051	5052
5,5 mm	5053	5054
6,5 mm	5055	5056
7,5 mm	5057	—

HALO Cunei



Dimensione	100 pz
S	5042
M	5043
L	5044

HALO Anelli



Dimensione	1 pz	2 pz
Universal	5008	5009

5048 - Pinza per posizionare le matrici 1 pz



5047 - Pinza allarga-anello 1 pz

