

HALOTM

SISTEMA DI MATRICI SEZIONALI



**Risultati Eccezionali
in meno tempo**

Il sistema di matrici sezionali HALO è facile da utilizzare e consente di creare restauri in composito nel rispetto dell'anatomia naturale del dente, in meno tempo.

HALOTM

SISTEMA DI MATRICI SEZIONALI

Il sistema di matrici sezionali HALO consente di ottenere restauri anatomicamente naturali riducendo il tempo per la modellazione e rifinitura degli stessi. Assicura dei punti di contatto stretti a garanzia della longevità del restauro.

La massima separazione tra i denti è ottenuta grazie alla forza dell'anello in Nitinol e alla forza attiva dell'incuneamento (*active wedging*). Questo sistema ideale di separazione consente facilmente di restaurare singoli denti o restauri back-to-back.

Il design unico della punta dell'anello HALO permette alla matrice di adattarsi completamente alla preparazione dal margine gengivale alla cresta marginale e aiuta a mantenere la forma anche in preparazioni estese, garantendo sempre dei restauri che si adattano all'anatomia naturale del dente.

Quando i restauri presentano perfetti punti di contatto e una curvatura anatomica, il tempo per la loro modellazione e rifinitura si riduce. HALO garantisce ciò per ogni singolo restauro.



Il sistema di matrici sezionali HALO include anelli in Nitinol, matrici in acciaio inossidabile e cunei. Ciascuno dei componenti è progettato per lavorare insieme e consentire di ottenere dei restauri anatomicamente naturali.



ANELLI IN NITINOL

- La super elasticità del Nitinol mantiene la forza durante le procedure e riduce la fatica ciclica
- Hanno una durata di oltre 1000 utilizzi
- Le estremità, ricoperte in nylon rinforzato con vetro, sono robuste e non collassano verso l'interno della preparazione con il rischio di creare preparazioni sottocontornate
- Il loro profilo stabilizza la matrice in modo anatomico e naturale, eliminando il rischio di eccedenza di composito e riducendo il tempo di rifinitura
- Sono sovrapponibili, facilitandone l'uso con restauri MOD e II Classi
- Forniscono una separazione ideale per restauri back-to-back



MATRICI

- Forma anatomica per punti di contatto ideali
- La curvatura della cresta marginale consente un accesso ideale dal lato occlusale, riducendo il tempo di rifinitura
- Linguetta pieghevole e foro laterale per facile posizionamento e rimozione con visibilità migliorata
- Matrici "Original" per una migliore adattabilità e brunitura
- Matrici "Firm" resistono alla deformazione e sono adatte per spazi interprossimali ristretti
- Matrici "Firm non-stick", codificate per colore
- Le matrici "Original" e "Firm" sono in acciaio inossidabile ultrasottile da 0,038 mm



CUNEI

- Cuneo rigido con forza attiva (*active wedging*) per una più efficace separazione, ma al tempo stesso poco traumatico sulla papilla
- Il profilo cavo consente un facile posizionamento e permette la sovrapposizione quando sono necessari più cunei
- Differenti colori per individuare facilmente la dimensione dei cunei
- Zona centrale pieghevole per l'adattamento anatomico della matrice



DISPENSER

- Dispenser unico nel suo genere che consente di avere tutto il necessario a portata di mano
- Niente più fuoriuscita e dispersione accidentale di matrici e cunei
- Può essere facilmente igienizzato con un disinfettante per superfici



4831 HALO KIT - Matrici Original

2 anelli universali

25 matrici di ciascuna dimensione

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm

25 cunei di ciascuna dimensione S, M, L

1 organizer HALO

1 pinzetta

1 pinza allarga-anello

4832 HALO INTRO KIT - Matrici Original

2 anelli universali

25 matrici di ciascuna dimensione

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm

25 cunei di ciascuna dimensione S, M, L

1 organizer HALO

4833 HALO INTRO KIT - Matrici Firm Non-stick

2 anelli universali

20 matrici di ciascuna dimensione

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, e 7,5 mm

25 cunei di ciascuna dimensione S, M, L

1 organizer HALO

4835 HALO MINI KIT - Matrici Original

2 anelli universali

5 matrici di ciascuna dimensione

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, e 7,5 mm

5 cunei di ciascuna dimensione S, M, L

1 organizer HALO

4834 HALO INTRO KIT - Matrici Firm

2 anelli universali

25 matrici di ciascuna dimensione

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, e 7,5 mm

25 cunei di ciascuna dimensione S, M, L

1 organizer HALO

HALO Matrici Original

Dimensione	50 pz	100 pz
3,5 mm	5448	5449
4,5 mm	5450	5451
5,5 mm	5452	5453
6,5 mm	5454	5455
7,5 mm	5456	5457

HALO Cunei

Dimensione	100 pz
S	5042
M	5043
L	5044

HALO Matrici Firm

Dimensione	50 pz	100 pz
3,5 mm	5059	—
4,5 mm	5062	5063
5,5 mm	5064	5065
6,5 mm	5066	5067
7,5 mm	5068	—

HALO Anelli

Dimensione	1 pz	2 pz
Universal	5008	5009

5048 - Pinza per posizionare le matrici 1 pz



5047 - Pinza allarga-anello 1 pz



HALO Matrici Firm Non-Stick

Dimensione	50 pz	100 pz
3,5 mm	5049	—
4,5 mm	5051	5052
5,5 mm	5053	5054
6,5 mm	5055	5056
7,5 mm	5057	—