

NEW!



GEMINI EVO™

810 + 980 DIODE LASER

L'EVOLUZIONE NELL'ODONTOIATRIA LASER

La famiglia di laser a diodi Gemini™ si allarga con il nuovo Gemini EVO™: potenza di picco di 100 watt per un taglio più veloce, meno stress termici e incisioni ultra-pulite nei tessuti molli.



L'ultima novità nella famiglia di laser Gemini™, il laser a diodi Gemini EVO™

100 WATT 100 watt di potenza di picco per un taglio più veloce, con meno stress termico e incisioni ultrapiatte nei tessuti molli

 Connettività Wi-Fi per aggiornamenti via web e assistenza tecnica dedicata

 App mobile e Dashboard per monitorare le statistiche di utilizzo, compresi i dati relativi all'indice di redditività e alle procedure

 Comprende tre adattatori per fotobiomodulazione (da 3 mm, 7 mm e 25 mm) per sfruttare al meglio i benefici del laser

 Display e interfaccia utente semplificati per un controllo facile e intuitivo

 Tre modalità di lunghezze d'onda

 16 procedure preimpostate suddivise in tre categorie per un uso efficiente ed intuitivo

 Usa le stesse punte del laser Gemini™ originale



9121 - Kit Laser Gemini EVO™
 1 laser Gemini EVO™
 1 comando a pedale
 3 set di occhiali di sicurezza
 10 punte in fibra monouso da 5 mm
 1 alimentatore CC
 3 adattatori per fotobiomodulazione (PBM) - 25 mm, 7 mm, 3 mm

9126 - Alimentatore Gemini EVO™ 1 pz

9127 - Involucro per manipolo Gemini EVO™ 1 pz

9123 - Gemini EVO™ Kit adattatori per la fotobiomodulazione (PBM) intraorali
 1 adattatore per la fotobiomodulazione (PBM) da 3 mm
 1 adattatore per la fotobiomodulazione (PBM) da 7 mm

9124 - Gemini EVO™ Kit adattatore per la fotobiomodulazione (PBM) extraorale
 1 adattatore per la fotobiomodulazione (PBM) da 25 mm
 2 distanziatori
 1 panno per la pulizia

9128 Comando a pedale Gemini EVO™ 1 pz

5764 Batteria agli Ioni di Litio per comando a pedale Gemini EVO™ 1 pz

Per maggiori dettagli sull'acquisto degli adattatori per la fotobiomodulazione (PBM) o il comando a pedale Gemini EVO™, contattare il proprio rivenditore.

8993 - Punta Gemini EVO™ 5 mm attivate 25 pz
8994 - Punta Gemini EVO™ 7 mm non attivate 25 pz

8999 - Kit distanziatori per fotobiomodulazione Gemini EVO™ 5 pz

8995 - Occhiali di sicurezza Gemini EVO™ 1 pz

Nota: questi accessori possono essere utilizzati con Gemini™ e Gemini EVO™