



VALO™
GRAND

novedad

LENTES VALO GRAND
**¡Una Lámpara,
Múltiples funciones!**

LENTE PROXICURE™

LENTE POINTCURE™

LENTE BLACK LIGHT

LENTE INTERPROXIMAL

LENTE TRANSLUME™

LENTE WHITE LIGHT



VALO™

BROADBAND LED CURING LIGHT



5 años GARANTÍA

+10 AÑOS DE INNOVACIÓN

© Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

LENTE DE FOTOPOLIMERIZACIÓN



LENTE POINTCURE™

Lente de 2,5 mm de diámetro, ideal para pequeñas restauraciones de composite, colocación de carillas y coronas de porcelana



LENTE PROXICURE™

Mantiene la matriz seccional en su lugar durante la polimerización del punto de contacto en una Cavidad de Clase II

LENTE DE DIAGNOSTICO



LENTE TRANSLUME™

Ayuda en la localización de grietas y defectos en los dientes o en las restauraciones



LENTE BLACK LIGHT

Evidencia la fluorescencia de diferentes materiales dentales



LENTE WHITE LIGHT

Brinda luz blanca natural para mayor facilidad en la identificación del color



LENTE INTERPROXIMAL

Lente colimada de 1 mm de diámetro para la identificación de caries interproximales