

# VALO™ X

LAMPADA LED PER LA FOTOPOLIMERIZZAZIONE



**NUOVA GENERAZIONE**  
DI LAMPADE FOTOPOLIMERIZZATRICI

**NEW!**

## COMPLETAMENTE RIPROGETTATA

- Ricostruita da zero per creare la più innovativa lampada per la fotopolimerizzazione disponibile sul mercato

## LENTE PIÙ GRANDE

- La lente da 12,5 mm copre una superficie più ampia pur mantenendo l'accessibilità e il comfort per il paziente

## DOPPIA CONFIGURAZIONE

- Può essere utilizzata sia con cavo che in modalità cordless (batteria e adattatore per cavo inclusi nel kit)

## ACCELEROMETRO

- Permette di passare con facilità e velocità dai programmi per la fotopolimerizzazione ai programmi diagnostici

## ALLUMINIO HIGH-TECH

- Il design a blocco unico ha una resistenza eccezionale e permette di ottenere un'eccellente gestione termica

## INTERFACCIA SEMPLIFICATA

- I programmi per la fotopolimerizzazione e diagnostici sono attivabili sia con i pulsanti posti sulla parte superiore e inferiore della lampada, sia attraverso l'accelerometro

## 5 ANNI DI GARANZIA

- Garanzia del produttore di 5 anni

## 12 LED

- Produce alta intensità, luce ad ampio spettro con fascio collimato e una fotopolimerizzazione potente, uniforme e duratura

PROGRAMMI PER LA FOTOPOLIMERIZZAZIONE: Standard Power e Xtra Power | PROGRAMMI DIAGNOSTICI: Programma diagnostico a luce bianca e a luce nera

## PASSAGGIO DA UNA MODALITÀ ALL'ALTRA



**PROGRAMMI PER LA FOTOPOLIMERIZZAZIONE:**  
Muovere la lampada LED VALO™ X con un "movimento a tamburo" (verso il basso) per passare da un programma di fotopolimerizzazione all'altro.



**PROGRAMMI DIAGNOSTICI:**  
Muovere la lampada LED VALO™ X con un "movimento laterale" per passare da un programma diagnostico all'altro.

## LENTI INCLUSE NEL KIT

### DUE LENTI PER LA FOTOPOLIMERIZZAZIONE



Lente PointCure™

Lente ProxiCure™

### TRE LENTI DIAGNOSTICHE



Lente TransLume™

Lente Interproximal

Lente per diffusione

## 5973 - VALO™ X Kit

- 1 x lampada LED VALO™ X
- 5 x lenti
- 2 x batterie ricaricabili
- 1 x caricabatterie
- 1 x trasformatore (per caricabatterie o configurazione a cavo)
- 1 x adattatore per cavo
- 1 x supporto per manipolo
- 1 x schermo protettivo arancione
- 1 x confezione campione di guaine igieniche

## Accessori

- 4951** Caricabatterie VALO™ X 1 pz
- 4952** Trasformatore con connettori universali 1 pz
- 5189** Cavo alimentazione VALO™ X 1 pz
- 5437** Batterie VALO™ X 2 pz
- 4665** Guaine igieniche VALO™ X 100 pz

Seguici!



800.830.715 | ULTRADENT.IT