

LE CONTROLE TOTAL AU BOUT DES DOIGTS

C'est ce que vous aurez avec Comfort Hub,
le nouveau design de votre embout Metal Dento-infusor

Raccord concave ergonomique pour plus de confort



Ailettes offrant une plus grande surface pour un meilleur contrôle

Le nouveau design Comfort Hub offre des ailettes plus larges pour une fixation
et une dépose plus facile, offrant un contrôle sûr et précis de l'embout.

Metal Dento-Infusor™ Tip

Présentation du nouveau design **COMFORT HUB™**



- Se fixe à la seringue pour l'application des produits Ultradent de tissue management tels que : **Astringedent™, Astringedent X™, ViscoStat™, and ViscoStat™ Clear hemostatics**
- Le plus connu et le plus utilisé des embouts Ultradent et le premier embout commercialisé lors de la fondation de la société
- Un raccord unique, légèrement concave et ergonomique pour une fixation et une dépose plus facile
- Le design Comfort Hub crée une surface plus importante pour diminuer la pression sur les doigts

Nous avons également modifié le conditionnement des embouts !

Pour les embouts Metal Dento-Infusor Comfort Hub par 100, nous avons également créé un nouveau conditionnement élégant. Vous pouvez l'ouvrir d'une seule main grâce au tiroir. De plus, vous pouvez en un coup d'oeil évaluer la quantité restante. Il est facile à superposer et peut être facilement stocké dans de nombreux endroits. Inutile de préciser qu'il contient également beaucoup moins de plastique que le précédent, ce qui est bon pour tous.



Metal Dento-Infusor™ Tip with Comfort Hub™

- Application précise des solutions hémostatiques et élimination efficace des caillots superficiels
- Canule émoussée et coudée avec pionceau ouaté pour l'application d'une pression légère dans le sulcus
- Le premier embout d'Ultradent, l'embout "MDI" reste primordial pour une gestion efficace des tissus

Designed for: Astringedent™, Astringedent™ X, ViscoStat™, ViscoStat™ Clear hemostatics, and Peak™ Universal Bond adhesive.

LOK-TITE™ + COMFORT HUB™	20pk	100pk	500pk
19 ga Metal Dento-Infusor	4954	4955	4956