

SCEGLI IL PERCORSO PER UN'ADESIONE PIÙ FORTE¹⁻²

MORDENZATURA TOTALE



AUTOMORDENZATURA




MORDENZANTE ULTRA-ETCH™



PRIMER PEAK™ SE

ADESIVO PEAK™ UNIVERSAL BOND

DISPONIBILE
IN FLACONE E
SIRINGA!



I PIÙ ALTI VALORI DI ADESIONE A DENTINA E SMALTO!¹⁻²

L'adesivo Peak Universal Bond assicura un'adesione forte e duratura sia che si scelga la tecnica automordenzante che la mordenzatura totale.

- Aderisce a dentina, smalto, ceramica, metallo, composito, acrilico e zirconia
- Ideale in restaurativa diretta ed indiretta, nella cementazione adesiva dei perni in fibra e nella ricostruzione del moncone
- Contiene un solvente veicolante di alcool etilico e Clorexidina allo 0,2%, in grado di assicurare un'adesione a lungo termine³



Peak™ Universal Bond

Adesivo fotopolimerizzabile

REFRIGERARE



4554 - Peak Universal Bond Self-Etch Kit

1 siringa da 1,0 ml Peak SE Primer
1 siringa da 1,2 ml Peak Universal Bond
20 punte a pennello Black Mini
20 punte a pennello InSpiral

REFRIGERARE



4551 - Peak Universal Bond Total-Etch Kit

1 siringa da 1,2 ml Ultra-Etch
1 siringa da 1,2 ml Peak Universal Bond
20 punte Blue Micro
20 punte a pennello InSpiral

REFRIGERARE



4541 - Peak Universal Bond in Flacone Self-Etch Kit

1 Flacone da 4 ml di Peak Universal Bond
4 siringhe da 1 ml di Peak SE Primer
40 Punta Black Mini Brush
50 Microapplicatori
50 Blocchetti per miscelazione

REFRIGERARE



4542 - Peak Universal Bond in Flacone Total-Etch Kit

1 Flacone da 4 ml di Peak Universal Bond
4 siringhe da 1,2 ml di UltraEtch
40 Punta Blue Micro
50 Microapplicatori
50 Blocchetti per miscelazione

REFRIGERARE




5135 - Peak SE Primer **siringa 4 siringhe**
siringhe da 1,0 ml

REFRIGERARE



4553 - Peak Universal Bond **siringa 4 siringhe**
4552 - Peak Universal Bond **siringa 20 siringhe**
siringhe da 1,2 ml

I PIÙ ALTI VALORI DI ADESIONE!^{1,2}



1. Clinicians Report, Volume 5, Issue 8, August 2012. 2. In-house testing shows the superior bond strengths of Peak Universal Bond adhesive. Data available upon request.

REFRIGERARE

4543 - Peak Universal Bond in Flacone Ricambio

1 Flacone da 4 ml di Peak Universal Bond



4545 - Blocchetti di miscelazione 100 pz



4548 - Microapplicatori 400 pz

200 per colore

