

Familia de liners.

Skeo Silicona Información general <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para uso en combinación con un sistema de bloqueo de lanzadera o cordón • Extremadamente duradero • Fácil de limpiar Indicaciones <ul style="list-style-type: none"> • Muñones residuales con una buena cobertura de tejido blando • Nivel de actividad bajo a medio • Uso con un encaje de soporte de peso específico 	Caleo Copolímero (TPE) Información general <ul style="list-style-type: none"> • Mejor uso en actividad media a alta con un liner y una combinación de válvula/manguito, aceptable en actividad reducida con pin • Termoformable, ofrece una buena protección contra las fuerzas del encaje Indicaciones <ul style="list-style-type: none"> • Muchos tipos de muñones residuales; especialmente aquellos con piel seca • Todos los niveles de actividad • Uso con un encaje de soporte de peso superficial total 	Ureano Uretano Información general <ul style="list-style-type: none"> • Mejor utilizado en combinación con válvulas o encajes de vacío • Las características de flujo de material garantizan una distribución uniforme de la presión Indicaciones <ul style="list-style-type: none"> • Cualquier muñón residual, especialmente sensibles, óseos y/o cicatrizados • Nivel de actividad bajo a alto • Uso con un encaje de soporte de peso total según el principio Harmony®
---	--	---

Skeo	Descripción	Material	Imagen del producto	Características	Conector distal	Funda textil	Tallas				Dimensiones del liner																																								
							Circunferencia 4 cm desde distal (a)		Longitud del muñón desde el centro de la rodilla (b)																																										
Skeo Pure (TT)		6Y41		<ul style="list-style-type: none"> • Superficie exterior sin tejido para fácil colocación y secado rápido • Superficie interior texturizada y adherente • Matriz distal en versión de bloqueo • 6Y41 también disponible en un grosor uniforme de 6 mm (por ejemplo, 6Y41=280-6) 	✗	✗	160 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 235 mm, 250 mm, 265 mm, 280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 360 mm, 400 mm				 Longitud: 370 - 390 mm																																								
		6Y43					✓	✗	120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 210 mm, 220 mm, 235 mm, 250 mm, 265 mm, 280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 360 mm, 380 mm, 400 mm, 420 mm, 450 mm																																										
Skeo (TT)		6Y42		<ul style="list-style-type: none"> • Tejido externo, fácil de poner y quitar sin rociar • Paredes delgadas para mayor flexibilidad • Matriz integrada para un estiramiento longitudinal bajo • Superficie interior texturizada y adherente 	✓	✓	180 mm, 200 mm, 210 mm, 220 mm, 235 mm, 250 mm, 265 mm, 280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 360 mm, 380 mm, 400 mm, 420 mm, 450 mm				 Longitud: 370 - 390 mm																																								
Skeo (TT) Skeo Skinguard (TT)		6Y70 6Y75		<ul style="list-style-type: none"> • Tejido externo, fácil de poner y quitar sin rociar • Matriz integrada para un estiramiento longitudinal bajo • Antibacteriano Skinguard (6Y75) • Superficie interior texturizada y adherente 	✓	✓	160 mm, 180 mm, 200 mm, 210 mm, 220 mm, 235 mm, 250 mm, 265 mm, 280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 360 mm, 380 mm, 400 mm				 Longitud: 370 - 390 mm																																								
Skeo 3D (TT) Skeo 3D Skinguard (TT)		6Y77 6Y78		<ul style="list-style-type: none"> • Tejido externo, fácil de poner y quitar sin rociar • 20 grados de flexión • Geometría específica anatómica más gruesa en áreas óseas y más delgada donde se necesita la flexión • Superficie interior texturizada y adherente • Skinguard Antibacteriano (6Y78) 	✓	✓	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Circunferencia 4 cm desde distal (a)</th> <th colspan="3">Longitud del muñón desde el centro de la rodilla (b)</th> </tr> <tr> <th>75 mm</th> <th>125 mm</th> <th>175 mm</th> </tr> <tr> <td>180 mm</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>220 mm</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>235 mm</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>265 mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>280 mm</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>300 mm</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>320 mm</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> </table>	Circunferencia 4 cm desde distal (a)	Longitud del muñón desde el centro de la rodilla (b)			75 mm	125 mm	175 mm	180 mm		●		200 mm		●		220 mm		●	●	235 mm		●	●	250 mm		●	●	265 mm	●	●	●	280 mm		●	●	300 mm			●	320 mm			●	 Longitud: 365 - 410 mm
Circunferencia 4 cm desde distal (a)	Longitud del muñón desde el centro de la rodilla (b)																																																		
	75 mm	125 mm	175 mm																																																
180 mm		●																																																	
200 mm		●																																																	
220 mm		●	●																																																
235 mm		●	●																																																
250 mm		●	●																																																
265 mm	●	●	●																																																
280 mm		●	●																																																
300 mm			●																																																
320 mm			●																																																
Skeo (TF) Skeo Skinguard (TF)		6Y80 6Y85		<ul style="list-style-type: none"> • Tejido externo, fácil de poner y quitar sin rociar • Elevada elasticidad circunferencial • Matriz integrada para un estiramiento longitudinal bajo • Skinguard Antibacteriano (6Y85) • Superficie interior texturizada y adherente 	✓	✓	280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 360 mm, 380 mm, 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm				 Longitud: 490 mm																																								
Skeo 3D (TF) Skeo 3D Skinguard (TF)		6Y87 6Y88		<ul style="list-style-type: none"> • Tejido externo, fácil de poner y quitar sin rociar • Forma 3D, cónica distal y cilíndrica proximal • Matriz integrada para un estiramiento longitudinal bajo • Superficie interior texturizada y adherente • Skinguard Antibacteriano (6Y88) 	✓	✓	250 mm, 265 mm, 280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 360 mm, 380 mm, 400 mm, 450 mm				 Longitud: 490 mm																																								
ProSeal (TF)		6Y81 6Y81=*-10		<ul style="list-style-type: none"> • Alta elasticidad circunferencial • Superficie exterior descubierta lisa para fácil colocación y secado rápido • Superficie interior texturizada y adherente • También disponible con un refuerzo distal de 10 mm (6Y81=*-10) 	✗	✗	280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 360 mm, 380 mm, 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm				 Longitud: 390 mm																																								
Skeo Sealing (TF) Skeo Sealing 3D (TF)		6Y110 6Y111		<ul style="list-style-type: none"> • Tejido externo, fácil de poner y quitar sin rociar • Anillo de sellado integrado • Superficie interior texturizada y adherente • Superficie exterior lisa sin tejido para facilitar la colocación y la extracción • Ayuda a la orientación en el interior • Se proporciona una tabla de selección para simplificar la decisión sobre la forma del liner • La versión 3D es cónica 	✗	✗	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Altura anillo 10 cm</th> <th colspan="2">Altura anillo 17 cm</th> </tr> <tr> <td>250 x 10 (solo 6Y111)</td> <td>360 x 10</td> <td>250 x 17 (solo 6Y111)</td> <td>360 x 17</td> </tr> <tr> <td>265 x 10 (solo 6Y111)</td> <td>380 x 10</td> <td>265 x 17 (solo 6Y111)</td> <td>380 x 17</td> </tr> <tr> <td>280 x 10</td> <td>400 x 10</td> <td>280 x 17</td> <td>400 x 17</td> </tr> <tr> <td>300 x 10</td> <td>450 x 10</td> <td>300 x 17</td> <td>450 x 17</td> </tr> <tr> <td>320 x 10</td> <td>500 x 10 (solo 6Y111)</td> <td>320 x 17</td> <td>500 x 17 (solo 6Y111)</td> </tr> <tr> <td>340 x 10</td> <td>550 x 10 (solo 6Y111)</td> <td>340 x 17</td> <td>550 x 17 (solo 6Y111)</td> </tr> </table>	Altura anillo 10 cm		Altura anillo 17 cm		250 x 10 (solo 6Y111)	360 x 10	250 x 17 (solo 6Y111)	360 x 17	265 x 10 (solo 6Y111)	380 x 10	265 x 17 (solo 6Y111)	380 x 17	280 x 10	400 x 10	280 x 17	400 x 17	300 x 10	450 x 10	300 x 17	450 x 17	320 x 10	500 x 10 (solo 6Y111)	320 x 17	500 x 17 (solo 6Y111)	340 x 10	550 x 10 (solo 6Y111)	340 x 17	550 x 17 (solo 6Y111)	 Longitud: 490 mm															
Altura anillo 10 cm		Altura anillo 17 cm																																																	
250 x 10 (solo 6Y111)	360 x 10	250 x 17 (solo 6Y111)	360 x 17																																																
265 x 10 (solo 6Y111)	380 x 10	265 x 17 (solo 6Y111)	380 x 17																																																
280 x 10	400 x 10	280 x 17	400 x 17																																																
300 x 10	450 x 10	300 x 17	450 x 17																																																
320 x 10	500 x 10 (solo 6Y111)	320 x 17	500 x 17 (solo 6Y111)																																																
340 x 10	550 x 10 (solo 6Y111)	340 x 17	550 x 17 (solo 6Y111)																																																
Skeo Unique (a medida)		6Y700 6Y730		<ul style="list-style-type: none"> • Superficie interior texturizada y adherente • Tejido externo, fácil de poner y quitar sin rociar • Fácil de limpiar • Moldeado o escaneado personalizado para TT o TF 	✓ ✗	✓ ✗	Geometría personalizada basada en el muñón Ideal para formas y tamaños desafiantes, como cicatrices; cortes bajos; flexión de la rodilla >15-35°; grandes circunferencias (>80cm) o longitudes largas (MPT hasta el extremo distal >30cm) p.ej., Symes, desarticulaciones de rodilla, etc.				A medida																																								

Caleo	Descripción	Material	Imagen del producto	Características	Conector distal	Funda textil	Tallas				Dimensiones del liner																																				
							4 cm desde distal		30 cm desde distal																																						
Caleo		6Y90		<ul style="list-style-type: none"> • Aceite de grado médico para hidratar y cuidar la piel • 3mm de grosor • Matriz reductora de alargamiento distal (6Y90) en la versión para pin • Elastómero termoplástico, o TPE 	✓	✓	200 mm, 250 mm, 280 mm, 320 mm, 360 mm				 Longitud: 390 mm																																				
		6Y92					✗	✓																																							
Caleo 3D		6Y93=C6 6Y93F=C6		<ul style="list-style-type: none"> • Aceite de grado médico para hidratar y cuidar la piel • Elastómero termoplástico, o TPE • Espesor de pared más delgado en el área proximal posterior (3mm) para facilitar la flexión de la rodilla • Longitud 50 cm más larga para desarticulaciones de tobillo (6Y93F=C6/L6*), también más gruesa para amortiguar y bloquear (13 mm y 21 mm respectivamente) 	✗	✓	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">S</th> <th colspan="2">4 cm desde distal</th> <th colspan="2">30 cm desde distal</th> </tr> <tr> <th>Min.</th> <th>Máx.</th> <th>Min.</th> <th>Máx.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>150</td> <td>260</td> <td>200</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>180</td> <td>310</td> <td>230</td> <td>410</td> </tr> <tr> <td>MP</td> <td>200</td> <td>310</td> <td>330</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>230</td> <td>350</td> <td>360</td> <td>560</td> </tr> <tr> <td>LP</td> <td>280</td> <td>430</td> <td>400</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>330</td> <td>500</td> <td>430</td> <td>690</td> </tr> </table>	S	4 cm desde distal		30 cm desde distal		Min.	Máx.	Min.	Máx.		150	260	200	330	M	180	310	230	410	MP	200	310	330	500	L	230	350	360	560	LP	280	430	400	630	XL	330	500	430	690	 Longitud: 395 mm
		S					4 cm desde distal		30 cm desde distal																																						
Min.	Máx.		Min.	Máx.																																											
	150	260	200	330																																											
M	180	310	230	410																																											
MP	200	310	330	500																																											
L	230	350	360	560																																											
LP	280	430	400	630																																											
XL	330	500	430	690																																											
6Y93=L6 6Y93F=L6	✓	✓																																													
Liner DVS		6Y94=*-F		<ul style="list-style-type: none"> • Aceite de grado médico para hidratar y cuidar la piel • Conector magnético DVS en la parte distal para vacío activo • Capa de gel suave de TPE (Thermoplastic Elastomer) en el interior con capa de silicona parcialmente expuesta en el exterior proximal para mejorar el sellado con rodilla • Grosor de pared más delgado en el área proximal posterior (3mm) para una flexión óptima de la rodilla. 	✓	✓	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">S</th> <th colspan="2">4 cm desde distal</th> <th colspan="2">30 cm desde distal</th> </tr> <tr> <th>Min.</th> <th>Máx.</th> <th>Min.</th> <th>Máx.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>150</td> <td>260</td> <td>200</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>180</td> <td>310</td> <td>230</td> <td>410</td> </tr> <tr> <td>MP</td> <td>200</td> <td>310</td> <td>330</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>230</td> <td>350</td> <td>360</td> <td>560</td> </tr> <tr> <td>LP</td> <td>280</td> <td>430</td> <td>400</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>330</td> <td>500</td> <td>430</td> <td>690</td> </tr> </table>	S	4 cm desde distal		30 cm desde distal		Min.	Máx.	Min.	Máx.		150	260	200	330	M	180	310	230	410	MP	200	310	330	500	L	230	350	360	560	LP	280	430	400	630	XL	330	500	430	690	 Longitud: 395 mm
S	4 cm desde distal		30 cm desde distal																																												
	Min.	Máx.	Min.	Máx.																																											
	150	260	200	330																																											
M	180	310	230	410																																											
MP	200	310	330	500																																											
L	230	350	360	560																																											
LP	280	430	400	630																																											
XL	330	500	430	690																																											
Caleo 3D (Activo)		6Y95=C6		<ul style="list-style-type: none"> • Aceite de grado médico para hidratar y cuidar la piel • Pared más gruesa (6 mm) en la parte delantera para una mejor protección tibial, y pared más fina (3 mm) en la parte trasera para la flexión • Zona de flexión en la cubierta de material anterior para una capacidad óptima de flexión de rodilla • Fórmula de gel mejorada que combina durabilidad y confort, y adaptabilidad a la forma de cualquier muñón • Matriz reductora de alargamiento distal (6Y95=L6) en la versión para pin 	✗	✓	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">S</th> <th colspan="2">4 cm desde distal</th> <th colspan="2">30 cm desde distal</th> </tr> <tr> <th>Min.</th> <th>Máx.</th> <th>Min.</th> <th>Máx.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>150</td> <td>260</td> <td>200</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>180</td> <td>310</td> <td>230</td> <td>410</td> </tr> <tr> <td>MP</td> <td>200</td> <td>310</td> <td>330</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>230</td> <td>350</td> <td>360</td> <td>560</td> </tr> <tr> <td>LP</td> <td>280</td> <td>430</td> <td>400</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>330</td> <td>500</td> <td>430</td> <td>690</td> </tr> </table>	S	4 cm desde distal		30 cm desde distal		Min.	Máx.	Min.	Máx.		150	260	200	330	M	180	310	230	410	MP	200	310	330	500	L	230	350	360	560	LP	280	430	400	630	XL	330	500	430	690	 Longitud: 395 mm
		S					4 cm desde distal		30 cm desde distal																																						
Min.	Máx.		Min.	Máx.																																											
	150	260	200	330																																											
M	180	310	230	410																																											
MP	200	310	330	500																																											
L	230	350	360	560																																											
LP	280	430	400	630																																											
XL	330	500	430	690																																											
6Y95=L6	✓	✓																																													

Ureano	Descripción	Material	Imagen del producto	Características	Conector distal	Funda textil	Tallas				Dimensiones del liner																												
							Circunferencia 4 cm desde distal (a)		Longitud del muñón desde el centro de la rodilla (b)																														
Ureano 3D (TT)		6Y512		<ul style="list-style-type: none"> • Mejor material para distribuir la presión • 20 grados de flexión • Geometría anatómica específica más gruesa en áreas óseas y más fina donde se necesita la flexión. • Superficie interior texturizada y no adherente • Skinguard opción antibacteriana disponible (G) • Opción de versión Fresh disponible (P) 	✗	✓ Funda parcial (-F) o sin funda	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Circunferencia 4 cm desde distal (a)</th> <th colspan="3">Longitud del muñón desde el centro de la rodilla (b)</th> </tr> <tr> <th>75 mm</th> <th>125 mm</th> <th>175 mm</th> </tr> <tr> <td>210 mm</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>235 mm</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>265 mm</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>280 mm</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>300 mm</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </table>	Circunferencia 4 cm desde distal (a)	Longitud del muñón desde el centro de la rodilla (b)			75 mm	125 mm	175 mm	210 mm		●	●	235 mm		●	●	250 mm	●	●	●	265 mm		●	●	280 mm		●	●	300 mm		●	●	 Longitud: 365 - 410 mm
							Circunferencia 4 cm desde distal (a)		Longitud del muñón desde el centro de la rodilla (b)																														
								75 mm	125 mm	175 mm																													
							210 mm		●	●																													
							235 mm		●	●																													
							250 mm	●	●	●																													
265 mm		●	●																																				
280 mm		●	●																																				
300 mm		●	●																																				
Ureano (Uniforme)		6Y520		<ul style="list-style-type: none"> • Mejor material para distribuir la presión • Espesor de pared uniforme • No adherente y sin tejido 	✗	✓ ✗	190 mm, 230 mm, 290 mm, 330 mm, 400 mm				 Longitud: 395 mm																												
Ureano (con revestimiento)		6Y522		<ul style="list-style-type: none"> • Mejor material para distribuir la presión • Espesor de pared descendente de distal a proximal • Skinguard Antibacteriano disponible opcional (G) • No adherente 	✗	✗	190 mm, 210 mm, 230 mm, 250 mm, 290 mm, 310 mm				 Longitud: 370 mm																												
		6Y523					✗	✓																															
Ureano Unique (a medida)		6Y400 6Y430		<ul style="list-style-type: none"> • Mejor material para distribuir la presión • Características del flujo de material • Moldeado o escaneado personalizado para TT o TF • Skinguard opción antibacteriana disponible (G) • Opción de versión Fresh disponible (P) • No adherente y sin tejido 	✓ ✗	✓ ✗	Geometría personalizada basada en el muñón Ideal para formas y tamaños desafiantes, como cicatrices; cortes bajos; flexión de la rodilla >15-35°; grandes circunferencias (>80cm) o longitudes largas (MPT hasta el extremo distal >30cm) p.ej., Symes, desarticulaciones de rodilla, etc.				A medida																												