

connectgo.pro

connectgo.pro це новий додаток для фахівців з ортопедії й протезування, що дозволяє швидко та зручно програмувати мікропроцесорні коліна Ottobock.

Переваги

- Просте й безпосереднє підключення до протеза для повного налаштування, не потрібен Bluetooth-ключ
- Сучасний та інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс
- Швидкий доступ до навчальних відео
- Виберіть і налаштуйте параметри MyMode відповідно до потреб користувача для занять спортом та інших видів діяльності
- Автоматичне збереження налаштувань протеза
- Експортуйте збережені налаштування за потреби
- Існуючі сертифікати виробу залишаються дійсними та можуть бути передані для доступу до додатка
- Призначений для використання на смартфоні або планшеті
- Сумісний з iOS та Android
- Часті та зручні оновлення безпосередньо через App Store та Google Play

MyOttobock

- Обліковий запис MyOttobock, у якому зберігаються сертифікати, робить додаток зручним для використання на різних мобільних пристроях.
- Обліковий запис MyOttobock – це ключ до зростаючої кількості нових додатків, цифрових функцій та супутніх послуг від Ottobock.
- Вебсайт my.ottobock.com є центральним місцем для керування обліковим записом, особистими налаштуваннями, конфіденційністю та доступними підключеннями.

Доступність

- Наразі доступно для мікропроцесорних колінних суглобів C-Нога, Дженіум X4 та Кенево. Додаткові вироби будуть виходити в міру регулярних оновлень.
- Програмне забезпечення Data Station для ПК залишиться доступним для існуючих продуктів.

Операційна система

- Мінімальні вимоги до **connectgo.pro** – Android 12 і вище та iOS 15 і вище.

