



Rama i adapter koła tylnego FLEX

Wypożenie standardowe (podstawowe):

- Aluminiowa rama, rączki do pchania antybakteryjne
- Stopka do przechyłu zintegrowana z ramą
- Dzielone podnóżki z plastikowymi płytkami
- Możliwość odchylenia podnóżków na boki
- Czarna, nylonowa tapicerka siedziska i oparcia
- 24" koła tylne pełne PU
- Dźwignia hamulca na wysokości kolan
- Boczki z podłokietnikami

Ustawienia fabryczne:

- Wysokość oparcia 42,5 cm (możliwe też ustawienia 40 cm, 45 cm, 47,5 cm)
- Wysokość przodu siedziska 48 cm, tyłu 46 cm (w WARIANCIE 10: wysokość przodu i tyłu siedziska 46 cm)
- Głębokość siedziska 43 cm, możliwość ustawienia 40,5 i 45,5 cm
- Maksymalne obciążenie 130 kg, 125 kg z podnóżkami podnoszonymi
- Dostępne szerokości siedziska w cm: 38; 40,5; 43; 45,5; 48; 50,5; 53

Akcesoria dodatkowe:

- Wąs antywywrotny, odłączany
- Uchwyt na kule inwalidzkie
- Kółka transportowe
- Wydłużone dźwignie hamulca
- Pas biodrowy z plastikowym zapięciem, różne długości
- Boczki z podłokietnikami z regulacją wysokości
- Podnoszone podnóżki
- Podnóżki stosowane po amputacji
- Standardowa poduszka siedziska, różne szerokości

Długość całkowita 970 – 1,045 mm, max. wymiary po złożeniu (L x W x H) 1,045 x 310 x 990 mm, podnóżek dla długości podudzia 390 – 490 mm, waga transportowa* od 9.6 kg, waga wózka od 14.7 kg

* Waga transportowa to ciężar wózka minus ciężar kół napędowych, podnóżków i poduszki siedziska.

Otto Bock Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych produktów. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów. Przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt.

www.ottobock.pl

Zajrzyj na nasz profil i polub nas:

www.facebook.com/Otto.Bock.Polska

[Instagram.com/Ottobock_Poland](https://www.instagram.com/Ottobock_Poland)