

Bon de commande. 1C50 Taleo.

Client

No de client

Société

Rue, no.

CP, lieu

Technicien:ne

Adresse de livraison (si différent du client)

No de client

Société

Rue, no.

CP, lieu

Com.

Sélection de la rigidité du ressort :

1. Poids corporel et niveau d'activité

Poids corporel (kg)	Niveau d'activité normal	Niveau d'activité élevé
jusqu'à 51	1	2
52 - 58	2	3
59 - 67	3	4
68 - 77	4	5
78 - 88	5	6
89 - 100	6	7
101 - 115	7	8
116 - 130	8	9
131 - 150	9	-

2. Pointure du pied

Rigidité \ Pointure du pied	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22						-	-	-	-
23							-	-	-
24								-	-
25								-	-
26								**	-
27	-	-						**	**
28	-	-						**	**
29	-	-	-				*	**	**
30	-	-	-				*	**	**

Housse de pied étroit disponible (hauteur du talon 15 ± 5mm)

Les deux housses de pied sont disponibles

Housse de pied normal disponible (hauteur du talon 10 ± 5 mm)

* Ne combinez pas cette configuration avec un C-Leg 4.

** Ne combinez pas cette configuration avec un Kenevo ou C-Leg 4.

Commande Taleo (housse de pied 2C15 * incl.)

N° d'art.	Côté	Pointure (cm)	Rigidité	Couleur	Forme
1C50	=	-	- P /		
	R = droite	22, 23, ... , 30	1, 2, ... , 9	4 = beige	S = étroite (22 - 25 cm)
	L = gauche			15 = brun clair	N = normale (24 - 30 cm)



Contenu de la livraison

Le pack de livraison comprend le module de pied 1C50, la housse du pied 2C15 comprenant le capuchon de raccordement, le jeu de cales de talon 2F50 (composé de trois degrés de dureté différents) et une chaussette Spectra noire.

Combinaison recommandée

	<ul style="list-style-type: none"> • 3C60 * Kenevo • 3C98 * C-Leg • 3B1 * Genium • 3B5 * Genium X3
	<ul style="list-style-type: none"> • 4R11= * Quickchange