

## Dino 3 Réf. 470G42=00000\_K Châssis pour coque d'assise



### Configuration de base


- Châssis en aluminium avec dossier rabattable et abduction
- Réglage manuel de l'angle du dossier à l'aide d'une tige filetée
- Poignées de poussée/barre de poussée, réglables en hauteur
- Roues avant directionnelles
- Adaptateur
- Roues arrière avec freins à tambours pour accompagnateur 22"/24" ou 12" Avec roues arrière 22"/24", empattement fixe 2,5°, axe à démontage rapide
- Réglage d'inclinaison d'assise -5° à 30° avec vérin pneumatique
- Angle du dossier réglable de 80° à 120°
- Charge maximale 120 kg

Chiffre tarifaire: 90.401.000

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2025, hors TVA

<b>Devis</b>		<b>Commande</b>	
<b>Demande pour fabrication spéciale</b>			
Adresse de facturation / N° de client:			
Adresse de livraison:			
Commission		Nom	
		Date	
		Signature	
<p>En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.</p>			

Version	Prix de base
<b>M100</b>	<b>Dino 3 comme fauteuil de transport avec roues arrière 12"</b> incompatible avec MA 37, MA 39 et MZ 70
<b>470G42=00000_K</b>	<b>Dino 3 comme fauteuil roulant autopropulsé avec roues arrière 22" ou 24"</b>
	<b>3'718.-</b>
	<b>3'883.-</b>

	Largeur du châssis*					
	A	B	C	D	E	
	Largeur d'assise	Largeur du châssis	Largeur entre les roues (carrossage 2,5°)	Largeur totale	Largeur de l'abduction	
<b>MA 31</b>	Taille 1	28 cm	36 cm	45 cm	61,5 cm	47 cm
<b>MA 32</b>	Taille 2	32 cm	40 cm	49 cm	65,5 cm	51 cm
<b>MA 33</b>	Taille 3	36 cm	44 cm	53 cm	69,5 cm	55 cm

Profondeur d'assise* (réglable)						
Châssis standard		34,5 cm	37 cm	39,5 cm	42 cm	44,5 cm
Châssis long		39,5 cm	42 cm	44,5 cm	47 cm	49,5 cm

\*sous réserve d'un écart +/- 1 cm.

Longueur du châssis			Suppl.
<b>MA 35</b>	Châssis standard		-
<b>MA 36</b>	Châssis long (+ 5 cm)		-

**Informations**

**Adaptateur de recharge**

L'adaptateur de recharge désigne le dispositif de fixation nécessaire pour fixer le support de coque d'assise au châssis. Le support de coque d'assise n'est pas inclus.



MC 30 Adaptateur Parallèle  
taille 1




MC 30 Adaptateur Parallèle  
taille 2 et 3




MC 31 Adaptateur Trapézoïde

**Supports de coque d'assise**

En général, le support de coque d'assise est vissé à la coque et doit être commandé séparément.



MC 40 Support de coque  
d'assise Parallèle



MC 41 Support de coque  
d'assise Trapézoïde

La rallonge ou le raccourcissement d'empatement MA37 / MA 39 est incompatible avec les anneaux pour sangle d'attache destinés au transport en véhicule de personnes à mobilité réduite.

L'option tablette thérapeutique (ME60) nécessite des accoudoirs.

Le réglage de l'inclinaison d'assise MC49 est disponible en combinaison avec le montage d'un monte-escalier, à la condition qu'il s'agisse d'un fauteuil roulant autopropulsé avec un châssis de taille 2 minimum.

<b>Empattement</b>			<b>Suppl.</b>
<b>MA 38</b>		Standard	-
<b>MA 37</b>		Raccourci de 6 cm (pas en combinaison avec MZ 70)	196.-
<b>MA 39</b>		Rallongé de 6 cm (pas en combinaison avec MZ 70)	196.-
<b>Accessoires de châssis</b>			<b>Suppl.</b>
<b>MA 51_S</b>		Aide au basculement pour roues 22"/24", droit	40.-
<b>MA 52_S</b>		Aide au basculement pour roues 22"/24", gauche	40.-
<b>MA 55_S</b>		Anti-bascule pour roues 22"/24", droit	215.-
<b>MA 56_S</b>		Anti-bascule pour roues 22"/24", gauche	215.-
<b>Roues avant</b>			<b>Suppl.</b>
<b>MF 04</b>		5,5" Bandages souples	-
<b>MF 32</b>		6" Bandages, noir	-
<b>MF 07</b>		7" Pneumatiques	-
<b>Diamètre des roues arrière avec freins à tambours</b> (uniquement pour fauteuil roulant autopropulsé)			<b>Suppl.</b>
<b>MG 01</b>		Roues 22"	-
<b>MG 02</b>		Roues 24"	-
<b>Pneus</b>			<b>Suppl.</b>
<b>MG 30</b>		Pneumatiques 1 3/8"	-
<b>MG 31</b>		Schwalbe RightRun, 1"	-
<b>MG 35</b>		Bandages 1 3/8"	-
<b>Options de freinage</b> (les roues arrière sont équipées de freins à tambours)			<b>Suppl.</b>
<b>MH 01</b>		Freins à levier, uniquement pour roues 22"/24"	-
<b>MH 10</b>		Rallonge de levier de freins, emboîtable	69.-
<b>Options de dossier</b>			<b>Suppl.</b>
<b>MD 30</b>		Guidage dorsal pour dossier de coque d'assise, universel	308.-
<b>Réglage d'inclinaison du dossier</b>			<b>Suppl.</b>
<b>MD 31</b>		Réglage d'inclinaison par mécanisme de ressort enroulé	249.-
<b>Poignées de poussée / barre de poussée</b> (réglable en hauteur)			<b>Suppl.</b>
<b>MD 51</b>		Poignées de poussée, longues	-
<b>MD 61</b>		Barre de poussée à articulation, réglable en inclinaison et en hauteur	329.-
<b>Parties latérales</b>			<b>Suppl.</b>
<b>ME 05</b>		Accoudoirs avec manchette réglable en hauteur et en profondeur	620.-
<b>ME 08</b>		Protège-vêtements pour roues 22" et 24" (pour protéger l'utilisateur de blessures)	384.-

<b>Accessoires des Accoudoirs</b>			<b>Suppl.</b>
<b>ME 60</b>		Tablette thérapeutique, uniquement en combinaison avec accoudoirs ME 05	<b>351.–</b>
<b>Adaptateur de recharge</b>			<b>Suppl.</b>
<b>MC 30</b>		Adaptateur Parallèle	–
<b>MC 31</b>		Adaptateur Trapézoïde (adaptation R82 possible)	–
<b>Support de coque d'assise</b>			<b>Suppl.</b>
<b>MC 40</b>		Adaptation Parallèle (uniquement avec MC30, charge maximale - utilisateur et coque - pour RB 36 cm = 75 kg, à partir de RB 40 cm = 100 kg)	<b>296.–</b>
<b>MC 41</b>		Adaptation Trapézoïde, avec dispositif de fixation de l'adaptateur inclus (uniquement avec MC31)	<b>329.–</b>
<b>Options pour les assises</b>			<b>Suppl.</b>
<b>MC 49</b>		Adaptateur pour inclinaison avant (+5°)	<b>160.–</b>
<b>Repose-jambes avec palettes en alu</b>			<b>Suppl.</b>
<b>MB 03</b>		Monobloc, réglable en inclinaison, avec abduction	<b>892.–</b>
<b>MB 20</b>		Monobloc, réglable en inclinaison, pour petite longueur de tibia	<b>834.–</b>
<b>MB 30</b>		Palette repose-pieds en acier pour support de coque d'assise, réglable en inclinaison uniquement en combinaison avec MC40 et MC41 (poids maximum pour le montage de l'assise : 50 kg)	<b>669.–</b>
<b>MB 10</b>		Séparés, réglables en inclinaison, 16 cm	<b>1'010.–</b>
<b>MB 18</b>		Relevables par articulation, séparés, réglables en inclinaison, avec abduction	<b>1'278.–</b>
<b>Accessoires pour repose-jambes</b>			<b>Suppl.</b>
<b>MB 70</b>		Dispositif de verrouillage pour palette monobloc	<b>98.–</b>
<b>MB 72</b>		Sangles de talon pour palettes séparées (compatibles avec MB 10 et MB 18)	<b>39.–</b>
<b>Flasques</b>			<b>Suppl.</b>
<b>MG 90</b>		Flasques, transparent	<b>226.–</b>

Teintes de châssis			Suppl.
<b>001</b>		Argent brillant	-
<b>002</b>		Anthracite métallique	-
<b>003</b>		Noir profond RAL 9005	-
<b>023</b>		Blanc RAL 9016	-
Autres accessoires			Suppl.
<b>MZ 70</b>		KMP-Kit d'ancrage pour le transport en véhicule, charge maximale 100 kg Crash-test selon ISO 7176-19 et ANSI/RESNA WC/19 / seulement pour la version fauteuil roulant autopropulsé	<b>803.-</b>

**Informations**

Dimensions		
<b>(F) Profondeur du tube d'assise</b>		
		<b>36,5 à 44 cm (réglable)</b>
		<b>41,5 à 49 cm (réglable)</b>
<b>(G) Hauteur du tube d'assise</b>		
		<b>12" min. 43,5 cm max. 48,5 cm</b>
		<b>22" min. 43,5 cm max. 45,5 cm</b>
		<b>24" min. 46 cm max. 48 cm</b>

