

21Y2 QuickValve.

Quickvalve 21Y2 este o valvă unisens și poate fi deschisă manual. Este destinată pentru fabricarea sistemelor de cupă protetică cu vacuum, de exemplu poate fi combinată cu un manșon de bont (liner) *Skeo Sealing* sau cu toate manșoanele de bont TT (transtibiale) obișnuite fără o conexiune distală în combinație cu o genunchieră de etanșare.

Conceput pentru rezultate optime

- Gamă largă de aplicabilitate în combinație cu un manșon de bont (TT, KD, TF)
- Valva poate fi deschisă cu ușurință prin rotirea capacului cu mâner încastat
- La închidere, un semnal perceptibil indică faptul că valva este închisă
- Dreptunghiurile de orientare indică locul în care capacul valvei este amplasat
- Datorită filetelui său M10, valva este ușor de instalat în cupa protetică
- Ușor de curățat
- Protejat împotriva apei dulci, sărate și clorurate



Cod articol	21Y2=M10
Grad de mobilitate	1 – 4
Nivel de amputație	TT, TF, KD
Greutatea max.	Fără limită de greutate
Grosimea valvei	17 mm
Grosimea exterioară (de la suprafața cupei protetice)	11 mm
Diametrul exterior al capacului valvei	28 mm

