

## 21Y2 QuickValve.

Вентилът 21Y2 (*КуикВалв*) отвежда въздуха навън и може да се отваря ръчно. Предназначен е за използване при изработката на вакуумни гилзи в комбинация, например, с лайнер *Skeo Sealing* или широко разпространените лайнери за подколянна протеза без пин и в комбинация със силиконова накованка.

### Резюме на всички предимства

- Широко приложение в комбинация с лайнер (при подколянна, колянна дезартикуляция и бедрена протеза)
- Вентилът се отваря лесно чрез завъртане на капачката
- При затваряне се чува характерен звук, който указва, че вентилът е затворен
- За правилно поставяне има ориентиращи правоъгълници
- Вентилът лесно се вгражда в гилзата благодарение на резбата M10
- Лесен е за почистване
- Устойчив на прясна, солена и хлорирана вода



<b>Артикулен номер</b>	21Y2=M10
<b>Степен на мобилност</b>	1 - 4
<b>Ниво на ампутация</b>	Подколянна ампутация, бедрена ампутация, колянна дезартикуляция
<b>Максимално телесно тегло</b>	Без ограничения
<b>Обща височина на приемника на вентила</b>	17 mm
<b>Външна височина (височина извън гилзата) на приемника на вентила</b>	11 mm
<b>Външен диаметър на капачката на вентила</b>	28 mm

