



## 完成用部品

# 1E95 チャレンジャー

日常生活とスポーツに境界線はない。

サッカー、バスケットボール、テニス、ジョギング、体育の授業、会社のレクリエーション…  
社会生活の中には様々な運動の機会があります。

チャレンジャーは安定した立位・歩行からスポーツまで、境目なく対応します。

- ▶ 幅広いサイズ展開 23-30cm (2サイズ共通)
- ▶ 靴に挿入して使用
- ▶ 下腿切断でも使用可能な実長 約 175mm
- ▶ ヒールウェッジの交換が簡単
- ▶ チタン製ピラミッドアダプター付属
- ▶ 本体防水 (パッドは適宜交換が必要)



# 1E95 チャレンジャー

## 納品内容

下記製品がセットとなります。

- 1E95 チャレンジャー本体
- 2Z95=2330 フォアフットパッド（接着シール付）
- 2F95=2330-2 または 2F95=2330-3  
ヒールウェッジキット（踵部ウェッジ 2 個）  
\*本体の 카테고리によってセット内容が異なります。
- 2C101 インサートツール（靴べら）



## テクニカルインフォメーション

製品番号	1E95			
サイズ	23 - 24 cm	25 - 26 cm	27 - 28 cm	29 - 30 cm
差高	10 mm			
実長*	175 mm			
重さ	770 g	785 g	800 g	820 g
最大体重制限（サイズ、カテゴリーによる）	70kg	110kg		

\* 実長は足部下面から上部接続アダプターが被る位置までの高さ。靴のソール、差高は含まない。

## カテゴリー表（体重によってカテゴリーを選択します）

体重	サイズ	23 - 24 cm	25 - 26 cm	27 - 28 cm	29 - 30 cm
50 - 70 kg		2	2	2	
71 - 90 kg			3	3	3
91 - 110 kg			4	4	4

## 発注品番

製品番号	= N	サイズ	- カテゴリー	- P / O
1E95	= N	2526	- 3	- P / O

## 使用上の注意

1E95 は競技走行用の足部ではありません。バスケットボール、サッカー、テニスなどのコートスポーツや、ジョギング、フィットネスなどでの使用を想定しています。  
大腿義足として使用する場合、安定性および耐久性を考慮し、Genium または GeniumX3 と合わせてご使用ください。