

Genium X4. Bestellblatt.

Kontaktperson	Kundennummer	Datum
---------------	--------------	-------

Auftraggeber

Firma	
Strasse, Nr.	
PLZ	Ort
E-Mail	
Kommission	

Versandadresse (wenn vom Auftraggeber abweichend)

Firma	
Strasse, Nr.	
PLZ	Ort
E-Mail	

Gewünschtes Versanddatum

(in der Regel erfolgt die Auslieferung 1 – 2 Werktage nach Versand)

Kostenträger

Versorgungsdatum

Prothesenträger

Name			
Geschlecht	männlich	weiblich	divers
Gewicht	kg		
Grösse	cm		
Fussgrösse	cm		
Knie-Boden-Mass	cm		
Tuber-Boden-Mass	cm		
Stumpfverhältnis			
Amputationsseite	L = links	R = rechts	bilateral
Osseointegration	Ja	Nein	

Mobilitätsgrad



Amputationsniveau

Knieexartikulation	
Schaftende-Boden	cm
Transfemoral-Oberschenkel	
Hüftexartikulation / Hemipelvektomie	

Prothetische Erstversorgung

Anwender wurde zuvor noch nie mit einer Ottobock-Prothese versorgt.

Vorversorgung mit Kenevo Interimsgelenk

Folgeversorgung

Vorversorgung mit

3C60* Kenevo

Serial-Nr.

3C98* / 3C88* C-Leg

Serial-Nr.

3B1* Genium

Serial-Nr.

3B5-X3* Genium X3

Serial-Nr.

Vorversorgung mit anderem Kniegelenk

Hersteller / Typ / Name

Zusatzkomponente¹

Art.-Nr. und Serial-Nr. aktuelles Kniegelenk

Zweitversorgung²

Art.-Nr. und Serial-Nr. aktuelles Kniegelenk

¹ Ausschliessliche Bestellung von Zuberhörteilen

² Bestellung einer zusätzlichen Prothese

Die Genium X4 Beinprothese wird nur als Komplettsystem abgegeben.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Otto Bock (Schweiz) AG.
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Otto Bock (Schweiz) AG · Kantonsspital 10 · 6004 Luzern
T 041 455 61 71 · F 041 455 61 70 · suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Genium X4. Bestellblatt.

Kniegelenk

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	3B5-4=P	Genium X4	7120.132.000
	3B5-4=ST	Genium X4 Langstumpfersorgung	7120.132.000

Im Lieferumfang enthalten: 757L48=1 Ladegerät (EU und US-kompatibel), 757L47=1 USB-Ladeadapter Genium X4, 4H110=7,5 Beugeanschlag 7,5 Grad, 4H110=15 Beugeanschlag 15 Grad, 4H110=22,5 Beugeanschlag 22,5 Grad

Refit-Adapter

Das Genium X4 hat eine Pyramidenneigung von 0°. Bei einer Testversorgung mit einem bestehenden Schaft benötigen sie möglicherweise einen Refit-Adapter zur Anpassung der Flexionsstellung.

neuer Schaft geplant mit bestehendem Schaft

4R47=5.0 Refit-Adapter mit Schraubenanschluss

4R48=5.0 Refit-Adapter mit Pyramidenanschluss

Elektronischer Rohradapter

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
	2R68=280	Axon Rohradapter (wasser- und korrosionsbeständig)
	2R69=280	Axon Rohradapter (Torsionseinheit, wetterfest, nicht korrosionsbeständig)

Garantie

Art.-Nr.	Beschreibung
Standardgarantie	2 Jahre, ohne Serviceinspektion
SP-3B5-4=3	Garantieverlängerung auf 3 Jahre, inkl. Service im 24. Monat
SP-3B5-4=6	Garantieverlängerung auf 6 Jahre, inkl. Service im 24. und 48. Monat

Protektor

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	4P100=7	Protektor, kurz (schwarz)	
	4P110=7	Protektor, lang (schwarz)	
	4P112=1	Funktionelles Kniepassteil	
	3D13=1	Oberschenkel-Kit/Magnetverschluss	
	3F2=0	Funktioneller Formausgleich	
	99B112	Funktionsüberzieher Grösse: S L Farbe: Beige Dunkelbraun	

Fusspassteil

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	1A1-1	Empower	
	1B1-2	Meridium	7110.159.001
	1C30-1	Trias	7110.162.000
	1C50	Taleo	7110.163.050
	1C51	Taleo Vertical Shock	7110.163.051
	1C52	Taleo Harmony	7110.163.052
	1C53	Taleo Low Profile	7110.163.053
	1C56	Taleo Adjust*	7110.163.059
	1C58	Taleo Side Flex	7110.163.058
	1C59	Taleo Adapt	7999.999.999
	1C61	Triton Vertical Shock	7110.165.000
	1C62	Triton Harmony	7110.165.100
	1C63	Triton Low Profile	7110.166.000
	1C64	Triton Heavy Duty	7110.167.000
	1C68	Triton side flex	7110.167.100
	1C70	Evanto	7999.999.000
	1D35	Dynamic Motion	7110.171.000
	1E56	Axtion	7110.174.000
	1E95	Challenger	7110.180.010

Aktivität	normal	hoch
Farbe Fusshülle	Beige	Braun ³
Form Fusshülle	schmal ³	normal

*Die schmale Fusshülle des Taleo Adjust ist tief geschnitten.

	F21	Maverick Xtreme AT	7110.197.010
	F22	Maverick Comfort AT	7110.197.030
	F23	Maverick Vertical Shock	

Aktivität⁴	gering	normal	hoch
Farbe Fusshülle	Beige	Braun	

	LP2-W2	Freestyle Swim	7110.022.000
--	--------	----------------	--------------

Aktivität⁴	gering	normal	hoch
Farbe Fusshülle	Beige	Braun	Dunkelbraun

Bei bereits vorhandenem Fuss:

Typ / Grösse / Seriennummer

³ Nicht bei allen Füßen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Katalog „Prothetik – untere Extremitäten“ 646K2=D oder unter www.ottobock.ch.

⁴ Für Alltagsaktivitäten bitte einen Aktivitätsgrad gering auswählen. Kontaktieren Sie uns, sollten Sie weitere Unterstützung benötigen.

Wasser- und korrosionsbeständig, empfohlene Kombination.

Hinweis: Bei Kombinationen von Prothesenfuss und Kniegelenk kann es zu Ausschlüssen einzelner Fussgrössen bzw. Steifigkeiten kommen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Bestellblätter der Fusspassteile und Gebrauchsanweisungen. Für weitere Fragen steht Ihnen der Ottobock Aussendienst zur Verfügung.

Genium X4. Bestellblatt.

Anschlusskomponenten

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	4R51	Schaftadapter mit Justierkernaufnahme	7140.468.000
	4R57	Drehadapter	7140.475.000
	4R57=ST	Drehadapter mit Gewinde	7140.476.000
	4R104=60	Doppeladapter, verschiebbar	7140.428.010
	4R104=75	Doppeladapter, verschiebbar	7140.428.010
	4R72=32	Doppeladapter	7140.480.000
	4R72=45	Doppeladapter	7140.481.000
	4R72=60	Doppeladapter	7140.482.000
	4R72=75	Doppeladapter	7140.483.000
	4R84	Doppeladapter	7140.492.000
	4R40	Torsionsadapter	7140.454.000
	4R118	Adapterplatte	7140.437.000
	4R43	Eingussanker mit Gewindeanschluss (3-Arm)	7140.460.000
	4R89	Eingussanker mit Justierkern (3-Arm)	7140.499.000
	4R41	Eingussanker mit Justierkernaufnahme (3-Arm), drehbar	7140.455.000
	4R111=N	Eingussanker mit Gewindeanschluss (4-Arm)	7140.432.000
	4R111	Eingussanker mit Justierkernaufnahme (4-Arm), drehbar	7140.431.000
	4R116	Eingussanker mit Justierkern (4-Arm), drehbar	7140.436.000
	4R119	Eingussanker mit Justierkern und gewinkeltem Arm, drehbar	7140.438.000
	4R111=T	Eingussanker mit Justierkernaufnahme (4-Arm), drehbar	7140.432.100
	4R116=T	Eingussanker mit Justierkern (4-Arm), drehbar	7140.436.100
	4R119=T	Eingussanker mit Justierkern und gewinkeltem Arm, drehbar	7140.438.200
	4R119=NT	Eingussanker mit gewinkeltem Arm	7140.438.100
	4R57=WR	Wasserfester Drehadapter	7140.476.000
	4R57=WR-ST	Wasserfester Drehadapter mit Gewinde	7140.476.000
	4R11=P-1-3	Quickchange Set mit Justierkern	7140.427.200
	4R11=R-1-3	Quickchange Set mit Justierkernaufnahme	7140.427.200
	4R11=ST-1-3	Quickchange Set mit Gewinde	7140.427.200
	4R11=R-3-2	Quickchange Basiselement	
	4R11=P-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Justierkern	7140.427.300
	4R11=R-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Justierkernaufnahme	7140.427.300
	4R11=ST-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Gewinde	7140.427.300

Wasser- und korrosionsbeständig

Adapter für Prothesenfuss

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung

Zubehör und Ersatzteile

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
	757L43	USB-Ladeadapter (Reiseversion, Zubehör)
	757L48=1	Ladegerät
	757L47=1	USB-Ladeadapter Genium X4
	4H110=7.5	Beugeanschlag 7,5 Grad
	4H110=15	Beugeanschlag 15 Grad
	4H110=22.5	Beugeanschlag 22,5 Grad

weitere Komponenten

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung



Hinweis

Die Einstell-App **connectgo.pro** für mechatronische Passteile finden Sie hier:



Ort Datum Unterschrift

Otto Bock (Schweiz) AG · Kantonsspital 10 · 6004 Luzern
T 041 455 61 71 · F 041 455 61 70 · suisse@ottobock.ch · www.ottobock.ch