

Kompressziós csonkharisnya.

Kompressziós terápia lábszár- és comb- amputáció esetén.

A kompressziós csonkharisnyák fontos és hasznos kiegészítői az alsó végtagi amputációt követő csonkápolásnak. Feladatuk az ödéma csökkentése, a csonkforma kialakítása és megtartása. Biztosítják a csonk számára az ideális kompressziót, amely a disztális végtől a proximális vége felé fokozatosan csökken, miközben magas szintű komfortot biztosítanak a felhasználók számára.

Előnyök áttekintése

- Jól stabilizálja a csonk lágyrészeit és csökkenti az ödéma kialakulásának lehetőségét
- Formázza a csonkot és kiválóan illeszkedik
- Egyenletes kompressziót biztosít
- Hosszútávú, tartós hatás, és kényelem a kiváló minőségű, elasztán szálakat tartalmazó anyagnak köszönhetően
- Gyors és egyszerű felhelyezés
- Hatékony korai csonkkezelés

Alkalmazási terület

- A kompressziós csonkharisnya az amputációt követő csonktérfogat szabályozás eszköze. A traumát követő duzzanat megelőzésére, a csonkban lévő vérkeringés javítására és a protézis levétele utáni ödéma kialakulásának megelőzésére.
- A felhasználók igényeinek megfelelően comb- és lábszáramputáltak számára két kompressziós osztályban és széles méretválasztékkal kínáljuk a kompressziós csonkharisnyákat.

Ellenjavallatok

- Pl. artériás elzáródás, pangásos szívelégtelenség, szivárgó dermatosis. Alkalmazásáról szakorvos dönt.

ottobock.




Szilikonos
rögzítőpánt
(lábszárcsonkra)

A csonkharisnya
stabilan rögzül a
csonkon

Jó tapadás és
légáteresztő
képesség

Kompressziós csonkharisnya. Rendelési információ.

Combcsonkra (derékővvel)



451F12
(I. kompresszió)
451F11
(II. kompresszió)

1 Kompresszió erősségének kiválasztása

I. kompresszió 451F12
(gyengébb kompresszió)
II. kompresszió 451F11
(erősebb kompresszió)

2 Méretválasztás

Méret	Kerület g	Kerület e
XS	41 – 44 cm	29 – 31 cm
S	44 – 48 cm	31 – 34 cm
M	48 – 52 cm	34 – 37 cm
L	52 – 56 cm	37 – 40 cm
XL	56 – 60 cm	40 – 43 cm
XXL	60 – 64 cm	43 – 46 cm


3 Hosszúság kiválasztása

Hossz (L)= 20, 25, 30, 35 cm

4 Rendelési példa

451F12=XS-20

Lábszárcsonkra (szilikon pánttal)



451F13
(I. kompresszió)
451F10
(II. kompresszió)

1 Kompresszió erősségének kiválasztása

I. kompresszió 451F13
(gyengébb kompresszió)
II. kompresszió 451F10
(erősebb kompresszió)

2 Méretválasztás

Méret	Kerület f	Kerület e	Kerület c
XS	39 – 41 cm	29 – 31 cm	27 – 29 cm
S	41 – 44 cm	31 – 34 cm	29 – 32 cm
M	44 – 47 cm	34 – 37 cm	32 – 35 cm
L	47 – 50 cm	37 – 40 cm	35 – 38 cm
XL	50 – 53 cm	40 – 43 cm	38 – 41 cm
XXL	60 – 64 cm	43 – 46 cm	41 – 44 cm

3 Hosszúság kiválasztása

Hossz (L)= 30, 38, 46 cm

4 Rendelési példa

451F13=XS-30-N