

Nexgear Tango Knöchelgelenk 17AD300. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____
 Name _____
 Straße, Nr. _____
 PLZ, Ort _____
 E-Mail _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____
 Straße, Nr. _____
 PLZ, Ort _____
 E-Mail _____
 Com. _____

Anwenderinformationen

Name _____
 Gewicht _____ kg
 Alter _____ Jahre
 Indikation _____

Seite Unilateral Bilateral

Die Auswahl der Größe erfolgt nach Patientengewicht und den Einsatzbedingungen. Das Nexgear Tango Knöchelgelenk 17AD300 kann mit bis zu zwei Modulen ausgestattet werden. Bitte tragen Sie die gewünschte Menge in das dafür vorgesehene Feld ein.

Technische Daten	Max. Körpergewicht in kg	
	Unilaterale Versorgung	Bilaterale Versorgung
Systembreite		
14	50 kg	80 kg
16	85 kg	120 kg
20	110 kg	160 kg



1 Eingusschiene

Stück	Art.-Nr.	Stück	Art.-Nr.
	17LS3=14		17LS3=14-T
	17LS3=16		17LS3=16-T
	17LS3=20		17LS3=20-T

2 Grundkörper

Stück	Art.-Nr.	Stück	Art.-Nr.
	17AD300=14-T		17AD300=16-T
	17AD300=20-T		

3 Anschlag-Modul

Stück	Art.-Nr.	Stück	Art.-Nr.
	17AD301=14		17AD302=14
	17AD301=16		17AD302=16
	17AD301=20		17AD302=20

4 Feder-Modul

5 Reaction-Modul

Stück	Art.-Nr.	Stück	Art.-Nr.
	17AD303=14		17AD305=14
	17AD303=16		17AD305=20
	17AD303=20		17AD305=20

5a Reaction-Feder, stark

5 Reaction-Modul

Stück	Art.-Nr.	Stück	Art.-Nr.
	17AD303=14		17AD306=14
	17AD303=16		17AD306=20
	17AD303=20		17AD306=20

5b Reaction-Feder, extra-stark

6 Ultra-Modul

Stück	Art.-Nr.	Stück	Art.-Nr.
	17AD304=16		17AD307=20
	17AD304=20		17AD307=20

6c Ultra-Feder

7 Fußbügel

Stück	Art.-Nr.	Stück	Art.-Nr.
	17SF300=N-14		17SF300=N-16
	17SF300=N-20		

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____