

align™



invisalign®

iTero™

exocad™

Dra. Susana Palma

Superando dificultades en la corrección de clases II complejas con TADs en la tuberosidad y alineadores.

En los últimos años, hemos experimentado una auténtica revolución clínica en los resultados que obtenemos en nuestros pacientes con alineadores.

La estrategia de usar alineadores en combinación con el uso de técnicas auxiliares nos ha ayudado a mejorar la predictibilidad de movimientos complejos.

Veremos casos complejos de clases II donde los microtornillos en la tuberosidad nos permitirán mejorar nuestros tratamientos y acortar el tiempo de los mismos estableciendo un sistema de anclaje adecuado, asegurando el correcto ajuste de los alineadores y mejorando los resultados clínicos.

Con TADs en la tuberosidad seremos capaces de realizar movimientos en el software ClinCheck en los tres planos del espacio de manera simultánea, realizando la expansión de la arcada al tiempo que intruimos molares y distalamos.